

使用説明

日本語（JA）

周期記録

使用説明



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Ireland

Contact: medicalcompliance@group.apple.com



スイスのみに関する情報:

CH-REP:

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

使用目的（欧州連合地域）

周期記録は、月経の状態を追跡、予測、およびユーザに通知することを目的としたソフトウェア単体のアプリケーションです。HealthKitからの安静時の心拍数の集計と共に、通常の月経周期の長さ、通常の月経期間の長さ、月経の出血量、排卵検査結果などのユーザ入力を分析します。ユーザは、参考のために点状出血（月経中間期出血）や症状、プロゲステロン検査結果、妊娠検査結果、子宮頸管粘液の質、基礎体温、および性行為に関する情報を手動で記録することもできますが、これらの入力 は予測に影響を与えません。ユーザ入力データは手動で入力することも、他社製Appから読み込むこともできます。表示される予測は、情報提供のみを目的とするものです。

禁忌

周期記録は避妊薬や避妊具の使用を示すためのものではなく、病気の緩和、治療、予防を目的としたものでもありません。

周期記録の使用

設定/オンボーディング

- 周期記録を利用できる地域および対応するデバイスについては以下のWebサイトをご覧ください:
<https://support.apple.com/ja-jp/HT210407>
- Apple WatchおよびiPhoneを最新のOSにアップデートします。
- iPhoneで「ヘルスケア」Appを開き、「ブラウズ」タブをタップします。
- 「周期記録」に移動します。
- 「はじめよう」をタップしてから、画面に表示される指示に従います。
- 「キャンセル」をタップすればいつでもオンボーディング（使用開始ガイド）を終了できます。
- オンボーディングが完了したら、周期の記録を開始できます。

周期を記録する方法

- iPhoneで「ヘルスケア」Appを開き、「ブラウズ」タブをタップします。
- 「周期記録」をタップします。
- スワイプして該当する日付を選択し、楕円をタップして月経期間を記録します。
- 情報を書き加えるには、下にスクロールしてカテゴリをタップし、変更を加えてから、「完了」をタップします。症状、点状出血、基礎体温などを記録できます。

Apple Watchから月経周期を記録するには、周期記録を開き、スワイプして該当する日付を選択し、楕円をタップして月経期間を記録します。

次回および前回の月経期間の日付を調べる方法

- iPhoneで「ヘルスケア」Appを開き、「ブラウズ」タブをタップします。
- 「周期記録」をタップします。
- 「予測」までスクロールして、次回の月経がいつ頃始まりそうかを確認します。予測日が表示されない場合は、「予測」の横にある「すべて表示」をタップしてください。
- 「概要」までスクロールして、前回の月経期間の開始日と通常の月経の長さを確認します。

Apple Watchから日付を確認するには、周期記録を開き、「月経の予想」または「前回の月経期」まで下にスクロールします。

月経や妊娠可能期間を知らせる通知の設定方法

- iPhoneで「ヘルスケア」Appを開き、「ブラウズ」タブをタップします。
- 「周期記録」をタップします。
- 下にスクロールし、「オプション」をタップします。
- 「月経の予測」と「月経の通知」を選択します。これらの通知は、次回の月経がいつ頃始まるかを知らせ、月経が終了したかどうかを確認してくれます。
- 「妊娠可能期間の予測」と「妊娠可能期間の通知」を選択します。これらの通知は、妊娠可能期間がいつ頃始まるか、または新しい情報でいつアップデートされたかを知らせてくれます。

周期記録で2回以上の月経期間を入力すると、記録したデータに基づいて予測が始まります。月経の予測開始日より前に実際の月経期間を記録した場合、その周期については、予測の通知は届きません。通知はApple WatchとiPhoneに表示されます。

Apple Watchで周期記録を削除する方法

周期記録は、Apple Watchのホーム画面から直接削除できます：

- Apple Watchでホーム画面に移動します。
- グリッド表示の場合は、アイコンが揺れ始めるまで周期記録を軽くタッチして押さえたままにします。
- Appをタップして、次に「x」アイコンをタップします。
- リスト表示の場合は、周期記録を左にスワイプして、ゴミ箱のアイコンをタップします。
- 「削除」をタップします。
- Digital Crownを押して終了します。

安全性と性能

次回の月経期間の開始と妊娠可能期間を予測する周期記録の機能は、210人の被験者を対象とした研究で検査されました。この機能では心拍数に基づく深層学習アルゴリズム（心拍数データが利用可能な場合）を使用して月経開始日と妊娠可能期間の予測を算出します。周期記録に表示された予測には実際の月経開始日の80%が含まれています。集団レベルでは、予測された妊娠可能期間の83.4%に、少なくとも1日の妊娠可能日（排卵前5日以内または排卵日として定義）が含まれます。

トラブルシューティング

周期記録の操作に問題が生じた場合には、以下のトラブルシューティングガイドを参照してください。

問題: 月経開始日の予測が受信されない。

解決策: 周期記録の機能には、少なくとも2回の月経期間を記録して月経開始日の予測に十分なデータを提供することが必要です。妊娠周期要因に終了日が記録されていることを確認してください。

問題: 妊娠可能期間の予測が受信されない。

解決策: 周期記録の機能には、少なくとも2回の月経期間を記録して妊娠可能期間の予測に十分なデータを提供することが必要です。ユーザ設定を見直してください。妊娠または避妊周期要因に終了日が記録されていることを確認してください。

警告

妊娠を促すための方法として周期記録を使用しないでください。

予測された妊娠可能期間を避妊方法の1つとして使用しないでください。

ヘルスケアと周期記録のデータを健康状態の診断に使用しないでください。

「ヘルスケア」Appで動作する他社製Appは周期記録でも使用できます。

緊急事態であると感じた場合には、救急車を呼んでください。

ユーザは、資格のある医療従事者に相談することなく、このAppからの出力に基づいて臨床行為を解釈したり受けたりしてはなりません。

これは、ユーザおよび/または患者向けの通知です。デバイスに関連する重大な事故が起きた場合は、製造元と共に、ユーザおよび/または患者が所属する加盟国の管轄当局に報告するものとします。

警告: ご自身の健康状態に異変を見つけたら医師に相談してください。

セキュリティ: iPhoneにパスコード（個人識別番号 [PIN]）、Face IDまたはTouch ID（指紋）を追加し、Apple Watchにはパスコード（個人識別番号 [PIN]）を追加して、さらなるセキュリティ対策を講じることをおすすめします。iPhoneに個人健康情報を保存することになるため、iPhoneのセキュリティ保護は重要です。最新のセキュリティ修正を迅速に導入できるよう、iOSおよびwatchOSの追加アップデートの通知がデバイスに届き、ワイヤレスでアップデートが配信されます。Appleのセキュリティ慣行については、iOSおよびwatchOSのセキュリティガイドを参照してください。このガイドは、すべてのユーザが利用できます。iOSおよびwatchOSのセキュリティガイドについては、<https://support.apple.com/ja-jp/guide/security/welcome/web>にアクセスしてください。

機器記号



製造元



取扱説明書を参照



欧州公認代理人

MD

医用電気機器

099-31002 リビジョンD、2022年4月
