

EESTI (ET)

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon

Kasutusjuhised

KASUTUSNÄIDUSTUSED

Kodade virvendusarütmia (AFib) ajaloo funktsioon (AFH) on käsimüügis (“OTC”) olev tarkvarapõhine mobiilne meditsiinirakendus, mis on mõeldud 22-aastastele ja vanematele kasutajatele, kellel on diagnoositud kodade virvendusarütmia (AFib). Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon analüüsib oportunistlikult südame pulsisagedust, et tuvastada südame rütmihäireid, mis võivad viidata kodade virvendusarütmiale (AFib) ning annab kasutajale tagasivaatava hinnangu kodade virvendusarütmia koormuse (mõõdik selle kohta, kaua viimasel Apple Watchi kandmisel AFib esines) kohta.

Lisaks jälgib ja hindab AFib ajaloo funktsioon kodade virvendusarütmia koormuse trende ning pakub ka andmete visualiseerimist, mis võimaldab kasutajatel mõista kindlate elustiiliaspektide mõju kodade virvendusarütmiale. See ei ole mõeldud üksikute rütmihäirete kohta märguannete pakkumiseks või kodade virvendusarütmia traditsiooniliste diagnoosi-, ravi- või seiremeetodite asendamiseks.

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon on mõeldud kasutamiseks ühilduvate Apple Watchidega ja iPhone'i rakendusega Health.

KAVANDATUD EESMÄRK (ELI PIIRKOND)

Kodade virvendusarütmia (AFib) ajaloo funktsioon on käsimüügis (“OTC”) olev tarkvarapõhine mobiilne meditsiinirakendus, mis on mõeldud 22-aastastele ja vanematele kasutajatele, kellel on diagnoositud kodade virvendusarütmia (AFib). See funktsioon analüüsib oportunistlikult südame pulsisagedust, et tuvastada südame rütmihäireid, mis võivad viidata kodade virvendusarütmiale (AFib) ning annab kasutajale tagasivaatava hinnangu kodade virvendusarütmia koormuse (mõõdik selle kohta, kaua viimasel Apple Watchi kandmisel AFib esines) kohta.

Lisaks jälgib ja hindab see funktsioon kodade virvendusarütmia koormuse trende ning pakub ka andmete visualiseerimist, mis võimaldab kasutajatel mõista kindlate elustiiliaspektide mõju kodade virvendusarütmiale. See ei ole mõeldud üksikute rütmihäirete kohta märguannete pakkumiseks või kodade virvendusarütmia traditsiooniliste diagnoosi-, ravi- või seiremeetodite asendamiseks.

See funktsioon on mõeldud kasutamiseks Apple Watchiga ja iPhone'i rakendusega Health.

Sihtpopulatsioon ja kavandatud kasutajad

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon on mõeldud 22-aastastele ja vanematele inimestele. See funktsioon on mõeldud ka kasutajatele, kellel on diagnoositud kodade virvendusarütmia. Kasutajad, kes soovivad saada rohkem teavet oma südame-veresoonkonna tervise kohta, võivad aktiveerida funktsiooni pärast registreerumise toimingu lõpetamist.

TEAVE KODADE VIRVENDUSARÜTMIA AJALOO FUNKTSIOONI KOHTA

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon (AFH) mõõdab südame rütmihäirete sagedust, et anda hinnang kodade virvendusarütmia koormuse kohta. Kodade virvendusarütmia koormus on määratletud ajaprotsendina, millal inimese südames esines määratud seireperioodi jooksul virvendusarütmia. Apple Watchi kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon võimaldab jälgida ja hinnata teie elustiili mõjusid kodade virvendusarütmia koormusele.

Kodade virvendusarütmia koormuse teadmine on oluline, sest see aitab mõista teie elustiili seost kodade virvendusarütmia koormusega. Osad uuringud on näidanud, et tervislik eluviis võib aja jooksul vähendada teie kodade virvendusarütmia koormust; tervisliku kaalu säilitamine, alkoholitarbimise vähendamine ning paremini magamine võivad mõjutada kodade virvendusarütmia positiivselt.

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon kasutab ühilduvate Apple Watchide PPG pulsisageduse andmeid. Apple Watch kasutab kasutaja randmest läbivoolava verehulga tuvastamiseks mis tahes ajahetkel valgustundlike fotodiodidega seotud rohelisi LED-tulesid. Kui südamelöök edastab piki veresoonkonda rõhuline, siis põhjustab see hetkelise verekoguse suurenemise, kui see möödub andurist. Nende verevoo muudatuste jälgimisel tuvastab andur nende mõju avaldumisel randmel üksikuid südamelööke ning seeläbi mõõdab südamelööke vahelist intervalli. Osades kasutajaliidese osades kasutatakse südame löögisagedust samas tähenduses pulsiga.

KODADE VIRVENDUSARÜTMIA AJALOO FUNKTSIOONI KASUTAMINE

Seadistamine/kasutuselevõtt

- Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon ühildub mudelitega Apple Watch Series 4 ja uuematega ning iPhone 8 ja uuematega. Piirkondliku saadavuse teabe ja seadmete ühilduvuse kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte <https://support.apple.com/HT212214>.
- Värskendage Apple Watch ja iPhone operatsioonisüsteemide watchOS ja iOS uusimatele versioonidele.
- Avage iPhone'is rakendus Health, seejärel valige "Browse".

- Liikuge jaotisse “Heart”, seejärel valige “AFib History”.
- Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Kasutuselevõtu tühistamiseks mis tahes ajal puudutage “Cancel”.

KODADE VIRVENDUSARÜTMIA AJALOO FUNKTSIOONI KASUTAMINE

- Pärast kodade virvendusarütmia ajaloo funktsiooni sisselülitamist hakkab see koguma pulsandiandmeid, et luua kodade virvendusarütmia koormuse hinnang. Kodade virvendusarütmia koormuse hinnang kuvatakse märguannetes ja rakenduses Health protsendina ning tähistab suhtelist aja osakaalu, millal südames oli kodade virvendusarütmia, võrreldes seda kella kandmisega viimase nädala (7 päeva) jooksul. Madalam protsent tähendab, et kodade virvendusarütmia esines vähem sagedamini ning kõrgem protsent tähendab, et rohkem sagedamini. Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon mõõdab ainult kodade virvendusarütmiaid ning ei mõõda teisi südamearütmiaid, nt kodade laperdust või ventrikulaarset tahhükardiat.
- Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon üritab luua koormushinnangu iga 7 päeva järel. Kodade virvendusarütmia koormuse hinnangud avaldatakse rakenduses Health jaotises AFib History. Aja möödudes saate jälgida ja vaadata oma kodade virvendusarütmia koormuse trende erinevate ajavahemike vältel.
- Kui viimase 7 päeva jooksul ei koguta piisavalt andmeid, siis kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon ei anna kodade virvendusarütmia koormuse hinnangut. Saate selle asemel märguande, mis teavitab, et selle nädala kohta pole andmeid.
- Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon kaasab Apple Watchi kogutud või HealthKiti salvestatud elustiiliandmed, k.a alkoholitarbimise, une jm. Saate vaadata oma elustiiliandmeid koos kodade virvendusarütmia koormusandmetega, et mõista kuidas elustiil mõjutab kodade virvendusarütmiaid. Lisateabe saamiseks kodade virvendusarütmia ja elustiilivalikute seose kohta puudutage iga vastava elustiilifaktori infoikooni.
- Pärast 6 nädalat kodade virvendusarütmia ajaloo funktsiooni kasutamist proovib funktsioon luua kodade virvendusarütmia ajaloo esiletõstetud. Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon kuvab viimase 6 nädala päevade (esmaspäevad, teisipäevad, kolmapäevad jne) jooksul kodade virvendusarütmia esinemise protsendi ning viimase 6 nädala päevade 4-tunnised segmendid (12 AM-4 AM, 4 AM-8 AM, 8 AM-12 PM jne). Esiletõstetud aitavad teil paremini mõista kodade virvendusarütmia seotud täpsemaid mustreid.

Kõik kodade virvendusarütmia ajaloo funktsiooni poolt kogutud ja analüüsitud andmed salvestatakse iPhone'i rakendusse Health. Kui soovite, siis saate selle teabe jagamiseks need andmed rakendusest Health eksportida.

Uusi andmeid ei saa salvestada, kui Apple Watchi salvestusruum on täis. Ruumi vabastamiseks saate kustutada soovimatuid rakendusi, muusikat või podcaste. Kasutatud salvestusruumi kontrollimiseks avage iPhone'is Apple Watchi rakendus, puudutage “My Watch”, puudutage “General” ning seejärel puudutage “Storage”.

OHUTUS JA JÕUDLUS

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsiooni toimivust testiti põhjalikult 413 osalejaga kliinilises uuringus, kus kõik osalejad olid vähemalt 22 aasta vanused ning osalejatel oli diagnoositud erinevad kodade virvendusarütmiaid (paroksüsmaalne ja püsiv). Uuringus osalejad kandsid Apple Watchi ning kontroll-elektrokardiogrammi (ECG) andurit samaaegselt kuni 13 päeva jooksul. Uuringu demograafiliste andmete kokkuvõte on toodud allolevas tabelis.

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsiooni kliinilises uuringus osalejate demograafilised andmed

	N=413
Vanuserühm	
<55	59 (14,3%)
>=55 kuni <65	99 (24,0%)
>=65	255 (61,7%)
Sugu	
Mees	219 (53,0%)
Naine	194 (47,0%)
Etniline päritolu	
Hispaaniakeelne või ladinaameeriklane	19 (4,6%)
Mitte-hispaaniakeelne või -ladinaameeriklane	394 (95,4%)
Rass	
Valge	371 (89,8%)
Mustanahaline või afroameeriklane	31 (7,5%)
Muu	11 (2,7%)

Uuringu eesmärgiks oli hinnata funktsiooni loodud iganädalase kodade virvendusarütmia koormuse hinnangu täpsust võrreldes iganädalase kodade virvendusarütmia koormuse võrdlusmõõtmisega. Apple kasutas selleks Bland-Altman Limits of Agreementi (LoA) meetodit. LoA on meetod, mille abil saab hinnata kahe mõõtmismeetodi kokkulangevuste täpsust.

413-st uuringus osalejast panustas esmase tulemusnäitaja analüüsi 280 osalejat, et määrata, kas võrdlusaluse ECG kodade virvendusarütmia koormuse ja funktsiooni kodade virvendusarütmia koormuse kokkulangevuste täpsus on aktsepteeritav. Uuringu tulemustel selgus, et Bland-Altmani alumised ja ülemised piirid (st kaks standardhälvet keskmisest erinevustest) olid vastavalt -11,4% ja 12,8%.

Keskmine erinevus nädalase koormushinnangu ja võrdlusaluse nädalase koormuse vahel oli 0,67%. 92,9% (260/280) osalejatest oli seotud nädalane kodade virvendusarütmia koormuserinevus vahemikus $\pm 5\%$; 95,7% (268/280) osalejatest oli nädalane kodade virvendusarütmia koormushinnang vahemikus $\pm 10\%$.

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon ning südame rütmihäirete märguannete funktsioon (IRNF 2.0) kasutavad sama klassifitseerimisalgoritmi, mis toetub AFib ja mitte-AFib rütmide eristamisel masinõppetehnoloogiale. Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsiooni kasutamiseks näidatud kasutuspulatsioonis (kellel on kodade virvendusarütmia diagnoos) reguleeriti algoritmi tundlikkuse prioriseerimiseks. Alltoodud tabelis on toodud funktsiooni IRNF 2.0 ja kodade virvendusarütmia ajaloo funktsiooni klassifitseerimisalgoritmide toimivus kliinilise valideerimise uuringus.

Kliinilise valideerimise uuringu toimivus

	Tundlikkus	Spetsiifilisus
Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon	92,6%	98,8%
IRNF 2.0	85,5%	99,6%

Need tulemused näitavad, et kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon on kodade virvendusarütmia koormushinnangute loomisel täpne. Uuringu käigus teavitati 8 tõsistest kõrvalekaldest. Mitte ükski nendest sündmustest ei olnud seotud uuringu toimingutega või funktsiooniga.

ETTEVAATUSABINÕUD

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon ei suuda tuvastada südameinfarkte. Kui tunnete rinnus valu, survet, pinget või tunnete, et teil on südameinfarkt, siis helistage hädaabiteenusesse.

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon ei ole mõeldud kodade virvendusarütmia meditsiiniliseks halduseks (st see ei ole mõeldud ravimite reguleerimiseks või selleks, et aidata teie arstil kohandada teie ravi). Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon on mõeldud selleks, et aidata teil mõista teie kodade virvendusarütmia koormuse ja elustiili vahelist suhet. Ärge vahetage oma ravimeid või kodade virvendusarütmia raviplaani ilma arstiga sellest rääkimata.

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon ei jälgi pidevalt kodade virvendusarütmia (AFib) olemasolu ning seda ei tohiks kasutada pideva seireseadmena. See tähendab, et see funktsioon ei suuda tuvastada kõiki kodade virvendusarütmia juhte ning mitte alati luua kodade virvendusarütmia koormushinnanguid. Kui tuvastate oma tervises muutusi, siis võtke ühendust arstiga.

Kodade virvendusarütmia ajaloo funktsioon ei ole mõeldud teiste südamearütmiate tuvastamiseks, mis genereerivad korrapäraseid mustreid. Kodade virvendusarütmia on korrapäratu, kuid kui teil on eelnevalt tuvastatud südamearütmiaid, mille muster on korrapärane (nt kodade laperdus või ventrikulaarne tahhükardia), siis see funktsioon ei pruugi teile sobida.

Apple arendas kodade virvendusarütmia ajaloo funktsiooni nii, et see säilitaks suure tundlikkuse korrapäratute rütmide suhtes. Seega on võimalik, et kasutajad, kellel on kodade virvendusarütmia mitte seotud korrapäratute rütmihäirete ajalugu, saavad oodatust kõrgema kodade virvendusarütmia koormushinnangu.

Apple Watch ei suuda koguda andmeid, kui Apple Watch on tugevate elektromagnetväljade läheduses (nt elektromagnetilised vargavastased süsteemid, metallidetektorid).

Südame pulsisageduse ning kodade virvendusarütmia koormushinnangu mõõtmist võivad mõjutada erinevad tegurid. Nende tegurite hulka kuuluvad liikumine, käe- ja sõrmeliikumised, sellised keskkonnatingimused nagu keskkonnatemperatuur, randmel olevad tumedad tätoveeringud ning teie nahaalune verevoolu kogus (külm temperatuur võib seda vähendada).

ÄRGE kandke Apple Watchi meditsiinitoimingute ajal (nt magnetresonantstomograafia, diatermia, neerukivide purustamine, kauteerimine ja väliste südamedefibrillaatorite kasutamine).

Pole mõeldud kasutamiseks alla 22-aastastel kasutajatel.

Parimate tulemuste saavutamiseks laadige Apple Watchi regulaarselt ning veenduge, et see oleks tihedalt randme vastas. Südame pulsisageduse andur peaks olema naha vastas.

See on teatis kasutajale ja/või patsiendile, et igast tõsisest seadmega seotud intsidendist tuleks teavitada seadme tootjat ning kasutaja/patsiendi liikmesriigi pädevat asutust.

TURVALISUS: Apple soovib, et lisaksite turvalisuse tõstmiseks iOS-iga ühilduvates seadmetes pääsukoodi (isiklik tuvastusnumber [PIN]), Face ID või Touch ID (sõrmejälg) ning Apple Watchi pääsukoodi (isiklik tuvastusnumber [PIN]). iPhone'i turvamine on oluline, kuna selles säilitatakse teie tervisealaseid isikuandmeid. Kasutajad saavad ka oma iPhone'i ja Apple Watchi iOS- ja watchOS-värskenduste märguandeid ning värskendused edastatakse juhtmevabalt, mis võimaldab võtta uusimad turvaparandused kiirelt kasutusele. Vaadake ka kõigile kasutajatele saadaval olevat "iOS-i ja watchOS-i turvajuhendit", mis kirjeldab Apple'i turbetavasid. iOS-i ja watchOS-i turvajuhendi leiate veebisaidilt <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>.

SEADMESÜMBOLID



Tootja



Vaadake kasutusjuhiseid



Volitatud esindaja Euroopas



Meditisiiniseade

099-31365 Redaktsioon K, juuli 2023