

Οδηγίες χρήσης: Καταγραφή κύκλου

Καταγραφή κύκλου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν μόνο για τις ακόλουθες περιοχές: Ηνωμένες Πολιτείες, ΕΕ/ΕΟΧ, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Καταγραφή κύκλου, έκδοση 4.X

Οδηγίες χρήσης



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Ireland

Επικοινωνία: medicalcompliance@group.apple.com



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ:

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen

Ελβετία

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ)

Η Καταγραφή κύκλου είναι μια εφαρμογή (λογισμικό μόνο) που προορίζεται για καταγραφή και πρόβλεψη των έμμηνων κύκλων, συμπεριλαμβανομένης της ωορρηξίας, προκειμένου να ενημερώνονται οι χρήστες σχετικά με την εμμηνορροϊκή τους υγεία και να διευκολύνεται η σύλληψη (η εφαρμογή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αντισύλληψη). Η Καταγραφή κύκλου αναλύει τις εισόδους χρήστη, όπως τυπική διάρκεια κύκλου, τυπική διάρκεια περιόδου, ροή περιόδου και αποτελέσματα τεστ ωορρηξίας, μαζί με συγκεντρωτικές τιμές καρδιακών παλμών ακινησίας και της θερμοκρασίας καρπού.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ

Η Καταγραφή κύκλου δεν ενδείκνυται για αντισυλληπτική χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΥΚΛΟΥ

Διαμόρφωση/Κατατόπιση

- Για να δείτε τη διαθεσιμότητα ανάλογα με την περιοχή και τη συμβατότητα συσκευών για την Καταγραφή κύκλου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.apple.com/en-us/HT210407>.
- Ενημερώστε το Apple Watch και το iPhone στην πιο πρόσφατη έκδοση λειτουργικού συστήματος.
- Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή «Υγεία» και μετά αγγίξτε «Περιήγηση».
- Μεταβείτε στην «Καταγραφή κύκλου».
- Αγγίξτε «Έναρξη» και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Για έξοδο από την κατατόπιση ανά πάσα στιγμή, αγγίξτε «Ακύρωση».
- Όταν ολοκληρωθεί η κατατόπιση, μπορείτε να ξεκινήσετε την καταγραφή του κύκλου σας.

Τρόπος καταγραφής κύκλου

- Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή «Υγεία» και μετά αγγίξτε «Περιήγηση».
- Αγγίξτε «Καταγραφή κύκλου».
- Κάντε σάρωση στη σωστή ημερομηνία και μετά αγγίξτε το οβάλ σχήμα για καταγραφή της περιόδου σας.
- Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες, κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε μια κατηγορία, κάντε μια αλλαγή και μετά αγγίξτε «Τέλος». Μπορείτε να καταγράψετε συμπτώματα, κηλίδες, τη βασική θερμοκρασία σώματος και πολλά άλλα.

Για καταγραφή του κύκλου σας στο Apple Watch, ανοίξτε την «Καταγραφή κύκλου», κάντε σάρωση στη σωστή ημερομηνία και μετά αγγίξτε το οβάλ σχήμα για καταγραφή της περιόδου σας.

Εμφάνισης της ημερομηνίας της επόμενης και της πιο πρόσφατης περιόδου

- Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή «Υγεία» και μετά αγγίξτε «Περιήγηση».
- Αγγίξτε «Καταγραφή κύκλου».
- Κάντε κύλιση μέχρι τις «Επισημάνσεις» για να δείτε πότε θα αρχίσει πιθανώς η επόμενη περιόδός σας. Αν δεν εμφανίζεται η εκτίμηση, αγγίξτε «Εμφάνιση όλων» δίπλα στις Επισημάνσεις.
- Κάντε κύλιση μέχρι τη Σύνοψη για να δείτε την ημερομηνία αρχής της πιο πρόσφατης περιόδου σας και την τυπική διάρκεια του κύκλου σας.

Αν θέλετε να δείτε τις ημερομηνίες στο Apple Watch, ανοίξτε την «Καταγραφή κύκλου», κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή «Πρόβλεψη περιόδου» ή «Πιο πρόσφατη περίοδος».

Τρόπος καθορισμού γνωστοποιήσεων για καταγραφή περιόδου και γονιμότητας

- Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή «Υγεία» και μετά αγγίξτε «Περιήγηση».

- Αγγίξτε «Καταγραφή κύκλου».
- Κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Επιλογές».
- Επιλέξτε «Προβλέψεις περιόδου» και «Γνωστοποιήσεις περιόδου». Αυτές οι γνωστοποιήσεις μπορούν να σας ενημερώνουν πότε πρόκειται να αρχίσει η περίοδός σας και να σας ρωτούν αν η περίοδός σας έχει τελειώσει.
- Επιλέξτε «Ανίχνευση απόκλισης κύκλου». Αυτές οι γνωστοποιήσεις μπορούν να σας ενημερώνουν όταν το ιστορικό του κύκλου σας εμφανίζει ένα μοτίβο που δεν είναι κλινικά αναμενόμενο.
- Επιλέξτε «Εκτιμήσεις γόνιμων ημερών» και «Γνωστοποιήσεις γονιμότητας». Αυτές οι γνωστοποιήσεις μπορούν να σας ενημερώνουν πότε θα αρχίσουν πιθανώς οι γόνιμες ημέρες σας ή ότι ενημερώθηκαν οι γόνιμες ημέρες σας βάσει νέων πληροφοριών. Επιπλέον, παρέχουν μια αναδρομική εκτίμηση του χρόνου ωορρηξίας σας.

Οι προβλέψεις περιόδου θα εμφανιστούν αφού εισαγάγετε τουλάχιστον δύο περιόδους στην Καταγραφή κύκλου, και βασίζονται στα καταγεγραμμένα δεδομένα. Αν καταγράψετε μια περίοδο πριν από την προβλεπόμενη έναρξή της, δεν θα λάβετε γνωστοποίηση ότι η περίοδός σας πρόκειται να ξεκινήσει για τον εν λόγω κύκλο. Οι γνωστοποιήσεις εμφανίζονται στο Apple Watch και στο iPhone σας.

Τρόπος διαγραφής της Καταγραφής κύκλου στο Apple Watch

Μπορείτε να αφαιρέσετε την Καταγραφή κύκλου από την οθόνη Αφιετηρίας στο Apple Watch:

- Στο Apple Watch, μεταβείτε στην οθόνη Αφιετηρίας.
- Αν είστε στην προβολή πλέγματος, αγγίξτε και κρατήστε ελαφρώς πατημένη την Καταγραφή κύκλου μέχρι να αρχίσει να τρεμοπαίζει.
- Αγγίξτε την εφαρμογή και μετά αγγίξτε το εικονίδιο «x».
- Αν είστε στην προβολή λίστας, σαρώστε προς τα αριστερά στην Καταγραφή κύκλου και μετά αγγίξτε το εικονίδιο Κάδου.
- Αγγίξτε «Διαγραφή».
- Πατήστε το Digital Crown για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η απόδοση της Καταγραφής κύκλου ελέγχθηκε σε στατιστικά τροφοδοτούμενες προκαθορισμένες αναλύσεις για να προβλεφθεί η έναρξη της επερχόμενης περιόδου ($n = 1.238$ κύκλοι από 260 χρήστες) και να εκτιμηθεί η ημέρα της ωορρηξίας ($n = 934$ κύκλοι από 226 χρήστες). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης καταδεικνύουν ότι η δυνατότητα «Καταγραφή κύκλου» πληροί προκαθορισμένα κλινικά τελικά σημεία. Οι προβλέψεις έναρξης περιόδου βρίσκονται εντός των ορίων ισοδυναμίας ± 3 ημερών από την πραγματική έναρξη της περιόδου. Επιπλέον, οι Εκτιμήσεις ημέρας ωορρηξίας βρίσκονται εντός των ορίων ισοδυναμίας ± 2 ημερών από την ημέρα ωορρηξίας που προσδιορίζεται μέσω του τεστ ωορρηξίας αναφοράς LH (ωχρινοποιητική ορμόνη).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη χρήση της Καταγραφής κύκλου, ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων παρακάτω. Η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής βασίζεται στην διαθεσιμότητα βάσει περιοχής και τη συμβατότητα υλισμικού.

Πρόβλημα: Ο χρήστης δεν λαμβάνει προβλέψεις αρχής περιόδου.

Λύση: Η δυνατότητα «Καταγραφή κύκλου» χρειάζεται τουλάχιστον δύο καταγραφές περιόδου ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για προβλέψεις αρχής περιόδου. Βεβαιωθείτε ότι σε τυχόν παράγοντες κύκλου «Εγκυμοσύνη» έχει καταγραφεί ημερομηνία τέλους.

Πρόβλημα: Ο χρήστης δεν λαμβάνει προβλέψεις γόνιμων ημερών.

Λύση: Η δυνατότητα «Καταγραφή κύκλου» χρειάζεται τουλάχιστον δύο καταγραφές περιόδου ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για προβλέψεις γόνιμων ημερών. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι σε τυχόν παράγοντες κύκλου «Εγκυμοσύνη» ή «Αντισύλληψη» έχει καταγραφεί ημερομηνία τέλους.

Πρόβλημα: Ο χρήστης δεν λαμβάνει εκτιμήσεις ημερομηνίας ωορρηξίας.

Λύση: Η δυνατότητα «Καταγραφή κύκλου» απαιτεί επαρκή δεδομένα θερμοκρασίας καρπού κατά τη διάρκεια της νύχτας από ένα συμβατό Apple Watch για εκτίμηση της ημερομηνίας ωορρηξίας. Διαμορφώστε τον Ύπνο στο Apple Watch και φροντίστε να φοράτε το ρολόι όταν κοιμάστε κάθε βράδυ, ώστε να λαμβάνετε εκτιμήσεις ημερομηνίας ωορρηξίας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΜΗ χρησιμοποιείτε τις προβλεπόμενες γόνιμες ημέρες ή τις εκτιμήσεις ωορρηξίας ως μορφή αντισύλληψης.

ΜΗ χρησιμοποιείτε δεδομένα από την εφαρμογή «Υγεία» και από την Καταγραφή κύκλου για διάγνωση ιατρικών παθήσεων.

Οι εφαρμογές τρίτων που λειτουργούν με την εφαρμογή «Υγεία» μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με την Καταγραφή κύκλου.

Αν πιστεύετε ότι έχετε επείγουσα ιατρική ανάγκη, καλέστε τις Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

ΜΗΝ προβείτε σε κλινική ενέργεια (π.χ. μην κάνετε αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή σας) χωρίς τη συμβουλή ειδικευμένου επαγγελματία υγείας.

Αυτή είναι μια ειδοποίηση προς τον χρήστη και/ή τον ασθενή ότι κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου κατοικεί ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εντοπίσετε πιθανές αλλαγές στην υγεία σας, ενημερώστε τον ιατρό σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Apple σάς συνιστά να προσθέσετε έναν κωδικό (PIN ή αλλιώς προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης), Face ID ή Touch ID (δαχτυλικό αποτύπωμα) στο iPhone σας και έναν κωδικό (PIN ή αλλιώς προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης) στο Apple Watch σας ώστε να υπάρχει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας. Είναι σημαντικό να προστατεύσετε το iPhone καθώς θα φυλάσσονται σε αυτό προσωπικές πληροφορίες υγείας. Οι χρήστες θα λαμβάνουν επίσης πρόσθετες γνωστοποιήσεις ενημερώσεων iOS και watchOS στη συσκευή, και οι ενημερώσεις θα παρέχονται ασύρματα για υποστήριξη της ταχείας υιοθέτησης των πιο πρόσφατων επιδιορθώσεων ασφαλείας. Ανατρέξτε στον Οδηγό ασφαλείας iOS και watchOS, όπου περιγράφονται οι πρακτικές ασφαλείας της Apple και είναι διαθέσιμος για όλους τους χρήστες. Για τον Οδηγό ασφαλείας iOS και watchOS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>.

Καταγραφή κύκλου, έκδοση 3.X

Οδηγίες χρήσης



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Ireland

Επικοινωνία: medicalcompliance@group.apple.com



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ:
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ:

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen

Ελβετία

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ)

Η Καταγραφή κύκλου είναι μια εφαρμογή (λογισμικό μόνο) που προορίζεται για καταγραφή, πρόβλεψη και ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την εμμηνορροϊκή τους υγεία. Η Καταγραφή κύκλου αναλύει τις εισόδους χρήστη, όπως τυπική διάρκεια κύκλου, τυπική διάρκεια περιόδου, ροή περιόδου και αποτελέσματα τεστ ωορρηξίας, μαζί με μια συγκεντρωτική τιμή καρδιακών παλμών ακινησίας από το HealthKit. Οι χρήστες μπορούν επίσης να καταγράψουν χειροκίνητα τις ακόλουθες πληροφορίες για σκοπούς αναφοράς, αλλά αυτές οι είσοδοι δεν έχουν καμία επίδραση στις προβλέψεις: κηλίδες (μεσοεμμηνική αιμόρροια), συμπτώματα, αποτέλεσμα τεστ προγεστερόνης, αποτέλεσμα τεστ εγκυμοσύνης, ποιότητα τραχηλικής βλέννας, βασική θερμοκρασία σώματος και

σεξουαλική δραστηριότητα. Τα δεδομένα εισόδου χρήστη μπορούν να καταγραφούν χειροκίνητα ή να εισαχθούν από εφαρμογές τρίτων. Οι εμφανιζόμενες προβλέψεις προορίζονται μόνο για ενημερωτική χρήση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ

Η Καταγραφή κύκλου δεν ενδείκνυται για αντισυλληπτική χρήση, ούτε προορίζεται για ίαση, μετρίασμό, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε νόσου.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΥΚΛΟΥ

Διαμόρφωση/Κατατόπιση

- Για να δείτε τη διαθεσιμότητα ανάλογα με την περιοχή και τη συμβατότητα συσκευών για την Καταγραφή κύκλου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.apple.com/en-us/HT210407>.
- Ενημερώστε το Apple Watch και το iPhone στην πιο πρόσφατη έκδοση λειτουργικού συστήματος.
- Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή «Υγεία» και μετά αγγίξτε «Περιήγηση».
- Μεταβείτε στην «Καταγραφή κύκλου».
- Αγγίξτε «Έναρξη» και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Για έξοδο από την κατατόπιση ανά πάσα στιγμή, αγγίξτε «Ακύρωση».
- Όταν ολοκληρωθεί η κατατόπιση, μπορείτε να ξεκινήσετε την καταγραφή του κύκλου σας.

Τρόπος καταγραφής κύκλου

- Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή «Υγεία» και μετά αγγίξτε «Περιήγηση».
- Αγγίξτε «Καταγραφή κύκλου».
- Κάντε σάρωση στη σωστή ημερομηνία και μετά αγγίξτε το οβάλ σχήμα για καταγραφή της περιόδου σας.
- Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες, κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε μια κατηγορία, κάντε μια αλλαγή και μετά αγγίξτε «Τέλος». Μπορείτε να καταγράψετε συμπτώματα, κηλίδες, τη βασική θερμοκρασία σώματος και πολλά άλλα.

Για καταγραφή του κύκλου σας στο Apple Watch, ανοίξτε την «Καταγραφή κύκλου», κάντε σάρωση στη σωστή ημερομηνία και μετά αγγίξτε το οβάλ σχήμα για καταγραφή της περιόδου σας.

Εμφάνισης της ημερομηνίας της επόμενης και της πιο πρόσφατης περιόδου

- Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή «Υγεία» και μετά αγγίξτε «Περιήγηση».
- Αγγίξτε «Καταγραφή κύκλου».
- Κάντε κύλιση μέχρι τις «Προβλέψεις» για να δείτε πότε θα αρχίσει πιθανώς η επόμενη περιόδός σας. Αν δεν εμφανίζεται η εκτίμηση, αγγίξτε «Εμφάνιση όλων» δίπλα στις Προβλέψεις.

- Κάντε κύλιση μέχρι τη Σύνοψη για να δείτε την ημερομηνία αρχής της πιο πρόσφατης περιόδου σας και την τυπική διάρκεια του κύκλου σας.

Αν θέλετε να δείτε τις ημερομηνίες στο Apple Watch, ανοίξτε την «Καταγραφή κύκλου», κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι την επιλογή «Πρόβλεψη περιόδου» ή «Πιο πρόσφατη περίοδος».

Τρόπος καθορισμού γνωστοποιήσεων για καταγραφή περιόδου και γονιμότητας

- Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή «Υγεία» και μετά αγγίξτε «Περιήγηση».
- Αγγίξτε «Καταγραφή κύκλου».
- Κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Επιλογές».
- Επιλέξτε «Προβλέψεις περιόδου» και «Γνωστοποιήσεις περιόδου». Αυτές οι γνωστοποιήσεις μπορούν να σας ενημερώνουν πότε πρόκειται να αρχίσει η περίοδός σας και να σας ρωτούν αν η περίοδός σας έχει τελειώσει.
- Επιλέξτε «Πρόβλεψη γονιμότητας» και «Γνωστοποίηση γονιμότητας». Αυτές οι γνωστοποιήσεις μπορούν να σας ενημερώνουν πότε θα αρχίσουν πιθανώς οι γόνιμες ημέρες σας ή ότι ενημερώθηκαν οι γόνιμες ημέρες σας βάσει νέων πληροφοριών.

Οι προβλέψεις θα εμφανιστούν αφού εισαγάγετε τουλάχιστον δύο περιόδους στην Καταγραφή κύκλου και βασίζονται στα καταγραφόμενα δεδομένα. Αν καταγράψετε μια περίοδο πριν από την προβλεπόμενη έναρξή της, δεν θα λάβετε γνωστοποίηση πρόβλεψης περιόδου για τον εν λόγω κύκλο. Οι γνωστοποιήσεις εμφανίζονται στο Apple Watch και στο iPhone σας.

Τρόπος διαγραφής της Καταγραφής κύκλου στο Apple Watch

Μπορείτε να αφαιρέσετε την Καταγραφή κύκλου από την οθόνη Αφιερώσεως στο Apple Watch:

- Στο Apple Watch, μεταβείτε στην οθόνη Αφιερώσεως.
- Αν είστε στην προβολή πλέγματος, αγγίξτε και κρατήστε ελαφρώς πατημένη την Καταγραφή κύκλου μέχρι να αρχίσει να τρεμοπαίζει.
- Αγγίξτε την εφαρμογή και μετά αγγίξτε το εικονίδιο «x».
- Αν είστε στην προβολή λίστας, σαρώστε προς τα αριστερά στην Καταγραφή κύκλου και μετά αγγίξτε το εικονίδιο Κάδου.
- Αγγίξτε «Διαγραφή».
- Πατήστε το Digital Crown για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η ικανότητα της Καταγραφής κύκλου να προβλέπει τις προσεχείς ημερομηνίες αρχής της περιόδου και των γόνιμων ημερών ελέγχθηκε σε μια μελέτη 210 συμμετεχόντων. Βασίζεται σε έναν αλγόριθμο βαθιάς μάθησης που βασίζεται στον καρδιακό ρυθμό (όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα καρδιακών παλμών) ώστε να παρέχει προβλέψεις αρχής περιόδου και γόνιμων ημερών. Η Καταγραφή κύκλου περιλαμβάνει την αρχή της περιόδου στις εμφανιζόμενες προβλέψεις στο 80% του χρόνου. Σε επίπεδο πληθυσμού: Το 83,4% των προβλεπόμενων γόνιμων ημερών θα έχει τουλάχιστον μία γόνιμη ημέρα (ορίζεται ως μια ημέρα εντός 5 ημερών πριν από την ωορρηξία ή ως η ημέρα της ωορρηξίας).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη χρήση της Καταγραφής κύκλου, ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων παρακάτω.

Πρόβλημα: Ο χρήστης δεν λαμβάνει προβλέψεις αρχής περιόδου.

Λύση: Η δυνατότητα «Καταγραφή κύκλου» χρειάζεται τουλάχιστον δύο καταγραφές περιόδου ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για προβλέψεις αρχής περιόδου. Βεβαιωθείτε ότι σε τυχόν παράγοντες κύκλου «Εγκυμοσύνη» έχει καταγραφεί ημερομηνία τέλους.

Πρόβλημα: Ο χρήστης δεν λαμβάνει προβλέψεις γόνιμων ημερών.

Λύση: Η δυνατότητα «Καταγραφή κύκλου» χρειάζεται τουλάχιστον δύο καταγραφές περιόδου ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για προβλέψεις γόνιμων ημερών. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι σε τυχόν παράγοντες κύκλου «Εγκυμοσύνη» ή «Αντισύλληψη» έχει καταγραφεί ημερομηνία τέλους.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΜΗ χρησιμοποιείτε την Καταγραφή κύκλου για να διευκολύνετε τη σύλληψη.

ΜΗ χρησιμοποιείτε τις προβλεπόμενες γόνιμες ημέρες ως μορφή αντισύλληψης.

ΜΗ χρησιμοποιείτε τα δεδομένα Υγείας και Καταγραφής κύκλου για διάγνωση ιατρικών παθήσεων.

Οι εφαρμογές τρίτων που λειτουργούν με την εφαρμογή «Υγεία» μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με την Καταγραφή κύκλου.

Αν πιστεύετε ότι έχετε επείγουσα ιατρική ανάγκη, καλέστε τις Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο χρήστης δεν συνιστάται να ερμηνεύσει ή να προχωρήσει σε κλινικές ενέργειες με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμογής χωρίς πρώτα να συμβουλευτεί έναν καταρτισμένο επαγγελματία υγείας.

Αυτή είναι μια ειδοποίηση προς τον χρήστη και/ή τον ασθενή ότι κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου κατοικεί ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εντοπίσετε πιθανές αλλαγές στην υγεία σας, ενημερώστε τον ιατρό σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Apple σάς συνιστά να προσθέσετε έναν κωδικό (PIN ή αλλιώς προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης), Face ID ή Touch ID (δαχτυλικό αποτύπωμα) στο iPhone σας και έναν κωδικό (PIN ή αλλιώς προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης) στο Apple Watch σας ώστε να υπάρχει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας. Είναι σημαντικό να προστατεύσετε το iPhone καθώς θα φυλάσσονται σε αυτό προσωπικές πληροφορίες υγείας. Οι χρήστες θα λαμβάνουν επίσης πρόσθετες γνωστοποιήσεις ενημερώσεων iOS και watchOS στη συσκευή, και οι ενημερώσεις θα παρέχονται ασύρματα για υποστήριξη της ταχείας υιοθέτησης των πιο πρόσφατων επιδιορθώσεων ασφαλείας. Ανατρέξτε στον Οδηγό ασφαλείας iOS και watchOS, όπου περιγράφονται οι πρακτικές ασφαλείας της Apple και είναι διαθέσιμος για όλους τους χρήστες. Για τον Οδηγό ασφαλείας iOS και watchOS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Κατασκευαστής



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ



Ιατρική συσκευή

099-35727 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Α, ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
