

Instruccions d'ús

CATALÀ (CA)

Control del Cicle

Instruccions d'ús



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Irlanda

Contacte: medicalcompliance@group.apple.com



INFORMACIÓ ESPECÍFICA PER A SUÏSSA:

CH-REP:

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen

Suïssa

ÚS INDICAT (UE)

Control del Cicle és una aplicació exclusivament de programari que serveix per controlar, predir i informar sobre la salut menstrual. L'app Control del Cicle analitza dades introduïdes de forma manual, com ara la durada habitual dels cicles i de la menstruació, el sagnat i els resultats de les proves d'ovulació, i també el conjunt de dades de freqüència cardíaca en repòs que registra el HealthKit. La següent informació es pot introduir de forma manual, però no té cap impacte sobre les prediccions: espòting (sagnat intermenstrual), símptomes, resultats de proves de progesterona, resultats de proves d'embaràs, qualitat del moc cervical, temperatura corporal basal i activitat sexual. Aquestes dades, que es poden introduir de forma manual, també es poden importar d'apps de tercers. Les prediccions només són informatives.

CONTRAINDICACIONS

L'app Control del Cicle no està indicada per utilitzar-se com a mètode anticonceptiu, i no s'ha dissenyat amb l'objectiu de curar, pal·liar, tractar o prevenir malalties.

UTILITZACIÓ DE L'APP CONTROL DEL CICLE

Configuració/Preparació

- Per consultar en quines regions està disponible l'app Control del Cicle i amb quins dispositius és compatible, ves a <https://support.apple.com/es-es/HT210407>.
- Actualitza l'Apple Watch i l'iPhone a l'últim sistema operatiu.
- A l'iPhone, obre l'app Salut i toca la pestanya Explorar.
- Ves a "Control del Cicle".
- Toca Començar i segueix les instruccions en pantalla.
- Pots sortir de la configuració en qualsevol moment tocant Cancel·lar.
- Un cop finalitzada la configuració, ja pots començar a fer el seguiment del teu cicle.

Fer el seguiment del cicle

- A l'iPhone, obre l'app Salut i toca la pestanya Explorar.
- Toca "Control del Cicle".
- Desplaça't fins a la data correcta i toca l'oval per registrar la teva regla.
- Per afegir més informació, desplaça't cap avall i toca una categoria, fes el canvi que vulguis i després toca Fet. Pots registrar els símptomes, l'espòting, la temperatura corporal basal i altres factors.

Per fer el seguiment del cicle des de l'Apple Watch, obre l'app Control del Cicle, desplaça't fins a la data correcta i toca l'oval per registrar la teva regla.

Comprovar la data de la propera i l'última regla

- A l'iPhone, obre l'app Salut i toca la pestanya Explorar.
- Toca "Control del Cicle".

- Desplaça't fins a Prediccions per veure quan és probable que et vingui la propera regla. Si no veus cap estimació, toca "Veure-ho tot" al costat de Prediccions.
- Desplaça't fins a Resum per veure en quina data et va venir l'última regla i quan et sol durar el cicle.

Per consultar les dates a l'Apple Watch, obre l'app Control del Cicle i desplaça't cap avall fins a "Predicció de regla" o "Última regla".

Configurar notificacions per fer el seguiment de la regla i de la fertilitat

- A l'iPhone, obre l'app Salut i toca la pestanya Explorar.
- Toca "Control del Cicle".
- Desplaça't cap avall i toca Opcions.
- Selecciona "Prediccions de regla" i "Notificacions de regla". Aquestes notificacions t'informen sobre la data estimada en què et vindrà la regla i et pregunten si se te n'ha anat.
- Selecciona "Prediccions de fertilitat" i "Notificacions de fertilitat". Aquestes notificacions t'informen sobre la data estimada en què començarà el teu període fèrtil i t'avisen si canvia després d'introduir informació nova.

L'app Control del Cicle començarà a mostrar-te prediccions basades en les dades registrades quan hi introdueixis almenys dues regles. Si registres una regla abans de la data d'inici prevista, no rebràs cap notificació de regla sobre aquell cicle. Veuràs les notificacions tant a l'Apple Watch com a l'iPhone.

Eliminar l'app Control del Cicle de l'Apple Watch

Pots eliminar l'app Control del Cicle des de la pantalla d'inici de l'Apple Watch:

- A l'Apple Watch, ves a la pantalla d'inici.
 - Si ets a la vista de retícula, mantén premuda l'app Control del Cicle lleugerament fins que comenci a tremolar.
 - Toca l'app i després la icona "x".
 - Si ets a la vista de llista, llisca cap a l'esquerra per sobre de l'app Control del Cicle i toca la icona de la paperera.
 - Toca Eliminar.
 - Prem la Digital Crown per acabar.
-

SEGURETAT I RENDIMENT

L'eficàcia de l'app Control del Cicle per predir l'inici de la regla i del període fèrtil s'ha provat en un assaig amb 210 participants. Per predir l'inici de la regla i del període fèrtil, s'utilitza un algorisme d'aprenentatge profund basat en el freqüència cardíaca (quan hi ha dades de freqüència cardíaca disponibles). L'app Control del Cicle inclou l'inici del període en un 80% de les prediccions que es mostren. A nivell de població: El 83,4% dels períodes fèrtils predits tindran almenys un dia fèrtil (que pot produir-se dins del 5 dies anteriors a l'ovulació o en el mateix dia de l'ovulació).

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Si tens problemes per utilitzar l'app Control del Cicle, consulta el següent manual de resolució de problemes.

Problema: No rebo prediccions de l'inici de la regla.

Solució: Has de registrar almenys dues regles perquè la funció de control del cicle tingui prou dades per predir l'inici de la regla. Comprova que hagi registrat la data final dels factors del cicle relacionats amb l'embaràs.

Problema: No rebo prediccions del període fèrtil.

Solució: Has de registrar almenys dues regles perquè la funció de control del cicle tingui prou dades per predir el període fèrtil. Revisa les opcions que has configurat. Comprova que hagi registrat la data final dels factors del cicle relacionats amb l'embaràs o l'anticoncepció.

PRECAUCIONS

NO utilitzis l'app Control del Cicle per facilitar la concepció.

NO utilitzis les prediccions del període fèrtil com a mètode anticonceptiu.

NO utilitzis les dades de les apps Salut i Control del Cicle per diagnosticar problemes de salut.

Les apps de tercers que funcionen amb l'app Salut també es poden utilitzar amb l'app Control del Cicle.

Si creus que estàs patint una emergència mèdica, truca als serveis d'emergència.

La usuària no ha d'interpretar o començar un tractament mèdic en funció de la informació proporcionada per l'app sense haver-ho consultat abans amb un professional mèdic qualificat.

Amb aquest avís, s'informa la usuària o pacient que qualsevol incidència greu que s'hagi produït en relació amb el dispositiu s'ha de comunicar al fabricant i a l'autoritat competent de l'estat membre on resideix la usuària o pacient.

PRECAUCIÓ: Si notes algun canvi en la teva salut, avisa el teu metge.

SEGURETAT: Apple recomana que afegeixis un codi PIN o activis el Face ID o el Touch ID a l'iPhone, i que afegeixis un codi PIN a l'Apple Watch com a mesura de seguretat. És important que protegeixis l'iPhone, ja que hi desaràs informació mèdica personal. A més, les usuàries rebran notificacions addicionals al dispositiu quan surtin actualitzacions per a l'iOS i el watchOS, les quals es proporcionaran sense fil per procurar que les últimes millores de seguretat s'implementin al més aviat possible. Trobaràs més informació al manual de seguretat per a l'iOS i el watchOS, que descriu les pràctiques de seguretat d'Apple i està disponible per a tots els nostres usuaris. Per consultar el manual de seguretat per a l'iOS i el watchOS, visita <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>.

SÍMBOLS DEL DISPOSITIU



Fabricant



Consulta les instruccions d'ús



Representant europeu autoritzat



Producte sanitari

099-31002 Revisió D, abril de 2022
