

Instrucciones de uso

ESPAÑOL (ES)

Control del Ciclo

Instrucciones de uso



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Ireland

Contacto: medicalcompliance@group.apple.com



INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA SUIZA:

CH-REP:

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen

Suiza

USO PREVISTO (REGIONES PERTENECIENTES A LA UE)

Control del Ciclo es una aplicación de software desarrollada para llevar un control, predecir e informar a la usuaria sobre su salud menstrual. La app Control del Ciclo analiza los datos introducidos, como la duración habitual del ciclo, la duración habitual del periodo, el sangrado menstrual y los resultados de la prueba de ovulación, junto con los datos globales de frecuencia cardíaca en reposo de HealthKit. Las usuarias también pueden registrar manualmente la siguiente información con fines de referencia, aunque no tendrán ningún impacto sobre las predicciones: manchado (sangrado intermenstrual), síntomas, resultado de la prueba de progesterona, resultado de la prueba de embarazo, calidad del moco cervical, temperatura corporal basal y actividad sexual. La usuaria puede introducir los datos manualmente o importarlos desde apps de terceros. Las previsiones que se muestran únicamente tienen la función de informar.

CONTRAINDICACIONES

La app Control del Ciclo no está indicada para uso anticonceptivo ni está pensada para curar, mitigar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.

USO DE LA APP CONTROL DEL CICLO

Configuración inicial

- Para conocer la disponibilidad por regiones y la compatibilidad de los dispositivos para la app Control del Ciclo, visita <https://support.apple.com/HT210407>.
- Actualiza el Apple Watch y el iPhone al sistema operativo más reciente.
- En el iPhone, abre la app Salud y toca la pestaña Explorar.
- Desplázate hasta "Control del ciclo".
- Toca Empezar y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Puedes salir de la configuración inicial en cualquier momento tocando Cancelar.
- Una vez completada la configuración inicial, puedes empezar a llevar un control de tu ciclo.

Cómo llevar un control de tu ciclo

- En el iPhone, abre la app Salud y toca la pestaña Explorar.
- Toca "Control del ciclo".
- Desliza un dedo para corregir la fecha y luego toca el óvalo para registrar tu periodo.
- Para añadir más información, desplázate hacia abajo y toca una categoría, haz un cambio, y luego toca OK. Puedes llevar un control de los síntomas, el manchado, la temperatura corporal basal y mucho más.

Para llevar un control de tu ciclo desde el Apple Watch, abre la app Control del Ciclo, desliza un dedo para corregir la fecha y luego toca el óvalo para registrar tu periodo.

Cómo consultar la fecha del siguiente periodo y del último

- En el iPhone, abre la app Salud y toca la pestaña Explorar.
- Toca "Control del ciclo".
- Desplázate hasta Predicciones para ver cuándo es posible que empiece tu próximo periodo. Si no ves la fecha aproximada, toca "Mostrar todas" junto a Predicciones.

- Desplázate hasta Resumen para ver la fecha de inicio de tu última menstruación y la duración habitual del ciclo.

Para comprobar las fechas desde el Apple Watch, abre Control del Ciclo y luego desplázate hacia abajo hasta "Predicción del periodo" o "Última menstruación".

Cómo establecer notificaciones para llevar un control del periodo y de la fertilidad

- En el iPhone, abre la app Salud y toca la pestaña Explorar.
- Toca "Control del ciclo".
- Desplázate hacia abajo y toca Opciones.
- Selecciona "Predicciones del periodo" y "Notificaciones del periodo". Estas notificaciones pueden avisarte cuando tu periodo esté a punto de empezar y preguntarte si ha finalizado el periodo.
- Selecciona "Predicción de fertilidad" y "Notificación de fertilidad". Estas notificaciones pueden avisarte cuándo es posible que empiece tu periodo fértil o si se ha actualizado en función de nueva información.

Las predicciones comenzarán después de haber introducido al menos dos periodos en Control del Ciclo y se basan en los datos registrados. Si registras un periodo antes del inicio que se había predicho, no recibirás una notificación de predicción del periodo para ese ciclo. Las notificaciones aparecen en el Apple Watch y en el iPhone.

Cómo eliminar la app Control del Ciclo del Apple Watch

Puedes eliminar la app Control del Ciclo directamente desde la pantalla de inicio del Apple Watch:

- En el reloj, ve a la pantalla de inicio.
 - Si tienes activada la visualización como mosaico, mantén pulsada la app Control del Ciclo ligeramente hasta que tiemble.
 - Toca la app y luego toca el icono "x".
 - Si tienes activada la visualización como lista, desliza a la izquierda en la app Control del Ciclo y toca el icono de la papelera.
 - Toca Eliminar.
 - Pulsa la corona Digital Crown para finalizar.
-

SEGURIDAD Y RENDIMIENTO

La capacidad de la app Control del Ciclo de predecir las fechas de inicio de los próximos periodos y los periodos fértiles se probó en un estudio con 210 sujetos. Se basa en un algoritmo de aprendizaje profundo (cuando los datos de frecuencia cardíaca están disponibles) para proporcionar las predicciones de inicio del periodo y periodos fértiles. El 80 % de las veces, la app Control del Ciclo incluye el inicio del periodo en las predicciones que se muestran. A nivel de la población: en las predicciones, el 83,4 % de los periodos fértiles tendrán al menos un día fértil (dentro de los 5 días anteriores a la ovulación o en el día de la ovulación).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la app Control del Ciclo te está dando problemas, consulta la siguiente guía.

Problema: La usuaria no recibe predicciones para el inicio del periodo.

Solución: La función de control del ciclo requiere los registros de al menos dos periodos para proporcionar suficientes datos con los que iniciar las predicciones de inicio del periodo. Asegúrate de que todos los factores del ciclo de embarazo tengan registrada una fecha de final.

Problema: La usuaria no recibe predicciones de periodos fértiles.

Solución: La función de control del ciclo requiere los registros de al menos dos periodos para proporcionar suficientes datos con los que iniciar las predicciones de periodos fértiles. Revisa los ajustes de la usuaria. Asegúrate de que todos los factores del ciclo de embarazo o anticonceptivo tengan registrada una fecha de final.

PRECAUCIONES

NO utilices la app Control del Ciclo para facilitar el embarazo.

NO utilices las predicciones de los periodos fértiles de la app Control del Ciclo como método de planificación familiar.

No utilices los datos de las apps Salud y Control del Ciclo para diagnosticar problemas de salud.

Las apps de terceros que funcionan con la app Salud también se pueden usar con la app Control del Ciclo.

Si crees que estás padeciendo una emergencia médica, avisa a los servicios de emergencia.

El usuario no debe interpretar ni tomar decisiones médicas en función de los resultados de la app sin consultar previamente a un profesional sanitario debidamente cualificado.

Se trata de un aviso para el usuario o paciente de que cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida dicho usuario o paciente.

PRECAUCIÓN: Si detectas posibles cambios en tu estado de salud, acude al médico.

SEGURIDAD: Apple te recomienda que añadas un código de acceso (número de identificación personal [PIN]), Face ID o Touch ID (huella dactilar) al iPhone y un código de acceso (número de identificación personal [PIN]) al Apple Watch para reforzar la seguridad. Es importante que protejas el iPhone, pues es donde se almacenará tu información personal de salud. Los usuarios también irán recibiendo notificaciones de actualizaciones de los sistemas iOS y watchOS en sus dispositivos. Dichas actualizaciones se distribuyen de forma inalámbrica, lo que permite la rápida adopción de las correcciones de seguridad más recientes. Consulta el manual “Seguridad de las plataformas de Apple”, que describe las prácticas de seguridad que lleva a cabo Apple y que está disponible para todos los usuarios. Para consultar este manual de seguridad, visita <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>.

SÍMBOLOS DEL EQUIPO



Fabricante



Consulta las instrucciones de uso



Representante Europeo Autorizado



Producto sanitario

099-31002 Revisión D, abril de 2022
