

Instructions d'utilisation

FRANÇAIS (FR-CA)

Suivi du cycle

Instructions d'utilisation



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Irlande

Contact : medicalcompliance@group.apple.com



INFORMATIONS SPÉCIFIQUES À LA SUISSE :

CH-REP :

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen

Suisse

FINS PRÉVUES (UNION EUROPÉENNE)

Suivi du cycle est une application exclusivement logicielle conçue pour effectuer le suivi des cycles menstruels, fournir des prédictions et informer l'utilisatrice sur sa santé menstruelle. Suivi du cycle analyse les données de l'utilisatrice, notamment la durée type de son cycle, la durée type de ses règles, son flux menstruel, les résultats de ses tests d'ovulation, ainsi que des données de fréquence cardiaque sédentaire agrégées issues de HealthKit. Les utilisatrices peuvent également enregistrer manuellement les données suivantes à titre de référence, mais elles n'ont aucun impact sur les prédictions : pertes vaginales légères (saignement intermenstruel), symptômes, résultat d'un test de progestérone, résultat d'un test de grossesse, qualité de la glaire cervicale, température basale et activité sexuelle. Les données d'entrée de l'utilisatrice peuvent être saisies manuellement ou importées depuis des apps de tierce partie. Les prédictions affichées ne sont fournies qu'à titre informatif.

CONTRE-INDICATION

Suivi du cycle n'est pas indiquée pour un usage contraceptif et n'est pas conçue pour guérir, atténuer, traiter ou éviter une maladie.

UTILISATION DE SUIVI DU CYCLE

Configuration/Intégration

- Pour connaître les régions dans lesquelles Suivi du cycle est disponible ainsi que les appareils avec lesquels elle est compatible, consultez <https://support.apple.com/HT210407>
- Mettez à jour les systèmes d'exploitation de l'Apple Watch et de l'iPhone vers leur dernière version.
- Sur votre iPhone, ouvrez l'app Santé et touchez l'onglet Parcourir.
- Accédez à Suivi du cycle.
- Touchez Démarrer, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Vous pouvez quitter la procédure d'intégration à tout moment en touchant Annuler.
- Une fois la procédure d'intégration terminée, vous pouvez commencer à effectuer le suivi de votre cycle.

Suivi de votre cycle menstruel

- Sur votre iPhone, ouvrez l'app Santé et touchez l'onglet Parcourir.
- Touchez Suivi du cycle.
- Balayez l'écran jusqu'à la bonne date, puis touchez l'ovale pour consigner vos règles.
- Pour ajouter d'autres informations, faites défiler l'écran vers le bas, touchez une catégorie, apportez un changement, puis touchez Terminé. Vous pouvez consulter l'historique des symptômes, des pertes vaginales légères, de la température corporelle basale, etc.

Pour contrôler votre cycle à partir de votre Apple Watch, ouvrez Suivi du cycle, balayez l'écran jusqu'à la bonne date, puis touchez l'ovale pour consigner vos règles.

Vérification de la date de vos prochaines et de vos dernières règles

- Sur votre iPhone, ouvrez l'app Santé et touchez l'onglet Parcourir.
- Touchez Suivi du cycle.
- Faites défiler l'écran jusqu'à Prédiction pour connaître la date probable du début de vos prochaines règles. Si aucune date n'est affichée, touchez l'option Tout afficher qui figure à côté de Prédiction.

- Faites défiler l'écran jusqu'à Résumé pour afficher la date à laquelle vos dernières règles ont commencé et la durée habituelle de votre cycle.

Pour vérifier ces dates sur votre Apple Watch, ouvrez Suivi du cycle, puis faites défiler l'écran jusqu'à Prédiction des règles ou Dernières règles.

Paramétrage des notifications pour le suivi des règles et des périodes de fertilité

- Sur votre iPhone, ouvrez l'app Santé et touchez l'onglet Parcourir.
- Touchez Suivi du cycle.
- Faites défiler l'écran vers le bas et touchez Options.
- Sélectionnez Prédiction des règles et Notification des règles. Ces notifications peuvent vous indiquer la date approximative du début de vos règles et vous demander si elles sont terminées.
- Sélectionnez Prédiction de fertilité et Notifications de fertilité. Ces notifications peuvent vous indiquer quand votre période de fertilité devrait commencer ou vous prévenir si elle est mise à jour sur la base de nouvelles données.

Les prédictions ne commencent qu'après la saisie d'au moins deux périodes de règles dans Suivi du cycle et sont basées sur les données enregistrées. Si vous consignez un cycle menstruel avant la date de début prévue, vous ne recevrez aucune notification prédictive de règles pour ce cycle. Les notifications apparaissent sur votre Apple Watch et votre iPhone.

Supprimer Suivi du cycle sur l'Apple Watch

Vous pouvez supprimer Suivi du cycle directement à partir de l'écran d'accueil de votre Apple Watch :

- Sur votre Apple Watch, accédez à l'écran d'accueil.
- En présentation en grille, touchez légèrement Suivi du cycle jusqu'à ce qu'elle se mette à remuer.
- Touchez l'app, puis touchez l'icône « x ».
- En présentation par liste, balayez Suivi du cycle vers la gauche et touchez l'icône de la corbeille.
- Touchez Supprimer.
- Appuyez sur la Digital Crown pour terminer.

SÉCURITÉ ET PERFORMANCE

La capacité de Suivi du cycle à prédire le début des prochaines règles et les périodes de fertilité a été évaluée dans le cadre d'une étude rassemblant 210 sujets. Les prédictions de début de règles et de période de fertilité reposent sur un algorithme d'apprentissage profond basé sur la fréquence cardiaque (si les données de fréquence cardiaque sont disponibles). Dans 80 % des cas, Suivi du cycle inclut le début des règles dans les prédictions affichées. Au niveau de la population : 83,4 % des périodes de fertilité prédites comprennent au moins un jour de fertilité (jour compris dans une période de 5 jours avant l'ovulation, ou jour de l'ovulation en lui-même).

DÉPANNAGE

Si vous éprouvez des difficultés à utiliser Suivi du cycle, reportez-vous au guide de dépannage ci-dessous.

Problème : L'utilisatrice ne reçoit pas de prédictions de début de règles.

Solution : La fonctionnalité de suivi du cycle requiert l'enregistrement d'au moins deux périodes de règles afin de disposer de suffisamment de données pour fournir des prédictions de début de règles. Assurez-vous qu'une date de fin a été enregistrée pour tout facteur de cycle « Grossesse ».

Problème : L'utilisatrice ne reçoit pas de prédictions de période de fertilité.

Solution : La fonctionnalité de suivi du cycle requiert l'enregistrement d'au moins deux périodes de règles afin de disposer de suffisamment de données pour fournir des prédictions de période de fertilité. Vérifiez les réglages de l'utilisatrice. Assurez-vous qu'une date de fin a été enregistrée pour tout facteur de cycle « Grossesse » ou « Contraception ».

AVERTISSEMENTS

N'utilisez PAS Suivi du cycle pour favoriser la conception.

N'utilisez PAS les prédictions de période de fertilité comme moyen de contraception.

N'utilisez PAS les données de Santé et de Suivi du cycle pour diagnostiquer des pathologies.

Les apps tierces qui fonctionnent avec l'app Santé peuvent aussi être utilisées avec Suivi du cycle.

Si vous pensez faire l'objet d'une urgence médicale, appelez les services d'urgence.

L'utilisatrice ne doit pas interpréter ces données ni prendre de décisions cliniques sur la base des informations fournies par l'app sans consulter un professionnel de la santé qualifié.

Cet avis destiné à l'utilisatrice ou à la patiente lui indique que tout incident grave qui survient en rapport avec l'appareil doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisatrice ou la patiente réside.

AVERTISSEMENT : Vous devez avertir votre médecin si vous observez tout changement de votre état de santé.

SÉCURITÉ : Pour plus de sécurité, Apple vous recommande d'utiliser un code NIP (numéro d'identification personnel), Face ID ou Touch ID (empreinte digitale) sur votre iPhone et un code NIP sur votre Apple Watch. Il est important de sécuriser l'iPhone, car celui-ci contiendra des informations personnelles de santé. Les utilisateurs recevront également sur l'appareil des notifications de mise à jour supplémentaire d'iOS et de watchOS. Les mises à jour sont distribuées sans fil afin d'encourager une adoption rapide des corrections de sécurité les plus récentes. Consultez le guide de sécurité d'iOS et de watchOS qui décrit les pratiques d'Apple en matière de sécurité. Le guide est mis à la disposition de tous nos utilisateurs. Pour consulter le guide de sécurité d'iOS et de watchOS, rendez-vous sur <https://support.apple.com/fr-ca/guide/security/welcome/web>.

SYMBOLES

	Fabricant
	Consulter les instructions d'utilisation
	Représentant européen agréé
	Appareil médical

099-31002 Révision D, avril 2022
