

Mode d'emploi

FRANÇAIS (FR)

Suivi de cycle

Mode d'emploi



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Ireland

Contact : medicalcompliance@group.apple.com



INFORMATIONS SPÉCIFIQUES À LA SUISSE :

Mandataire suisse:

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

UTILISATION PRÉVUE (UE)

« Suivi de cycle » est une application exclusivement logicielle conçue pour effectuer le suivi des cycles menstruels, fournir des prédictions et informer l'utilisatrice sur sa santé menstruelle. « Suivi de cycle » analyse les données de l'utilisatrice, notamment la durée type de son cycle, la durée type de ses règles, son flux menstruel, les résultats de ses tests d'ovulation, ainsi que des données de fréquence cardiaque sédentaire agrégées issues de HealthKit. Les utilisatrices peuvent également enregistrer manuellement les données suivantes à titre de référence, mais elles n'ont aucun impact sur les prédictions : spotting (saignement intermenstruel), symptômes, résultat de test de progestérone, résultat de test de grossesse, qualité de la glaire cervicale, température basale et activité sexuelle. Les données d'entrée de l'utilisatrice peuvent être saisies manuellement ou importées depuis des apps de tierce partie. Les prédictions affichées ne sont fournies qu'à titre informatif.

CONTRE-INDICATION

La fonctionnalité « Suivi de cycle » n'est pas indiquée pour un usage contraceptif et n'est pas conçue pour guérir, atténuer, traiter ou éviter une maladie.

UTILISATION DE SUIVI DE CYCLE

Configuration/Intégration

- Pour connaître les régions dans lesquelles la fonctionnalité « Suivi de cycle » est disponible ainsi que les appareils avec lesquels elle est compatible, veuillez consulter la page suivante : <https://support.apple.com/HT210407>
- Mettez à jour votre Apple Watch et votre iPhone vers la dernière version du système d'exploitation.
- Sur votre iPhone, ouvrez l'app Santé, puis touchez l'onglet Parcourir.
- Accédez à « Suivi de cycle ».
- Touchez Démarrer, puis suivez les instructions à l'écran.
- Vous pouvez quitter la procédure d'intégration à tout moment en touchant Annuler.
- Une fois la procédure d'intégration terminée, vous pouvez commencer à effectuer le suivi de votre cycle.

Comment effectuer le suivi de votre cycle

- Sur votre iPhone, ouvrez l'app Santé, puis touchez l'onglet Parcourir.
- Touchez « Suivi de cycle ».
- Balayez pour atteindre la date voulue, puis touchez l'icône ovale pour enregistrer vos règles.
- Pour ajouter d'autres informations, faites défiler vers le bas, touchez une catégorie, apportez une modification, puis touchez OK. Vous pouvez effectuer le suivi de vos symptômes, de votre spotting, de votre température basale, et plus encore.

Pour effectuer le suivi de votre cycle sur votre Apple Watch, ouvrez « Suivi de cycle », balayez pour atteindre la date voulue, puis touchez l'icône ovale pour enregistrer vos règles.

Comment consulter la date de vos prochaines règles et celle de vos dernières règles

- Sur votre iPhone, ouvrez l'app Santé, puis touchez l'onglet Parcourir.
- Touchez « Suivi de cycle ».
- Faites défiler jusqu'à Prédications pour voir quand vos prochaines règles devraient commencer. Si aucune estimation n'est présentée, touchez « Tout afficher » en regard de Prédications.

- Faites défiler jusqu'à Résumé pour afficher la date à laquelle vos dernières règles ont commencé et la durée type de votre cycle.

Pour consulter les dates sur votre Apple Watch, ouvrez « Suivi de cycle », puis faites défiler vers le bas jusqu'à « Prédiction des règles » ou « Dernières règles ».

Comment recevoir des notifications pour le suivi des règles et de la fertilité

- Sur votre iPhone, ouvrez l'app Santé, puis touchez l'onglet Parcourir.
- Touchez « Suivi de cycle ».
- Faites défiler vers le bas, puis touchez Options.
- Sélectionnez « Prédiction de règles » et « Notifications de règles ». Ces notifications peuvent vous prévenir quand vos règles sont sur le point de commencer et vous demander si vos règles sont terminées.
- Sélectionnez « Prédiction de fertilité » et « Notification de fertilité ». Ces notifications peuvent vous indiquer quand votre période de fertilité devrait commencer ou vous prévenir si elle est mise à jour sur la base de nouvelles données.

Les prédictions ne commencent qu'après la saisie d'au moins deux périodes de règles dans « Suivi de cycle » et sont basées sur les données enregistrées. Si vous enregistrez des règles avant le début prédit de celles-ci, vous ne recevrez pas de notification de prédiction de règles pour ce cycle. Les notifications apparaissent sur votre Apple Watch et votre iPhone.

Comment supprimer « Suivi de cycle » sur l'Apple Watch

Vous pouvez supprimer « Suivi de cycle » directement depuis l'écran d'accueil de votre Apple Watch :

- Sur votre Apple Watch, accédez à l'écran d'accueil.
 - Si vous utilisez la présentation en grille, touchez légèrement et de façon prolongée l'icône « Suivi de cycle » jusqu'à ce qu'elle s'anime.
 - Touchez l'app, puis l'icône « x ».
 - Si vous utilisez la présentation par liste, balayez vers la gauche sur « Suivi de cycle », puis touchez l'icône de corbeille.
 - Touchez Supprimer.
 - Appuyez sur la Digital Crown pour terminer.
-

SÉCURITÉ ET PERFORMANCES

La capacité de « Suivi de cycle » à prédire le début des prochaines règles et les périodes de fertilité a été évaluée dans le cadre d'une étude rassemblant 210 sujets. Les prédictions de début de règles et de période de fertilité reposent sur un algorithme d'apprentissage profond basé sur la fréquence cardiaque (si les données de fréquence cardiaque sont disponibles). Dans 80 % des cas, « Suivi de cycle » inclut le début des règles dans les prédictions affichées. Au niveau de la population : 83,4% des périodes de fertilité prédites comprennent au moins un jour de fertilité (jour compris dans une période de 5 jours avant l'ovulation, ou jour de l'ovulation en lui-même).

DÉPANNAGE

Si vous avez des difficultés à utiliser « Suivi de cycle », reportez-vous au guide de dépannage ci-dessous.

Problème : L'utilisatrice ne reçoit pas de prédictions de début de règles.

Solution : La fonctionnalité de suivi de cycle requiert l'enregistrement d'au moins deux périodes de règles afin de disposer de suffisamment de données pour fournir des prédictions de début de règles. Assurez-vous qu'une date de fin a été enregistrée pour tout facteur de cycle Grossesse.

Problème : L'utilisatrice ne reçoit pas de prédictions de période de fertilité.

Solution : La fonctionnalité de suivi de cycle requiert l'enregistrement d'au moins deux périodes de règles afin de disposer de suffisamment de données pour fournir des prédictions de période de fertilité. Vérifiez les réglages de l'utilisatrice. Assurez-vous qu'une date de fin a été enregistrée pour tout facteur de cycle Grossesse ou Contraception.

MISES EN GARDE

N'utilisez PAS « Suivi de cycle » pour favoriser la conception.

N'utilisez PAS les prédictions de période de fertilité comme moyen de contraception.

N'utilisez PAS les données de Santé et de « Suivi de cycle » pour diagnostiquer des pathologies.

Les apps de tierce partie compatibles avec l'app Santé peuvent également être utilisées avec « Suivi de cycle ».

Si vous pensez être en situation d'urgence médicale, appelez les services d'urgence.

L'utilisateur ne doit pas les interpréter ni prendre de mesure clinique en se basant sur celles-ci sans consulter un professionnel de santé qualifié.

L'utilisateur ou le patient est informé que tout incident grave constaté en lien avec l'appareil doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside l'utilisateur ou le patient.

ATTENTION : Prévenez votre médecin en cas d'évolution éventuelle de votre état de santé.

SÉCURITÉ : pour renforcer la sécurité, Apple vous recommande de configurer un code (numéro d'identification personnel, ou PIN), Face ID ou Touch ID (empreinte digitale) sur votre iPhone, ainsi qu'un code (numéro d'identification personnel, ou PIN) sur votre Apple Watch. Il est important de sécuriser l'iPhone dans la mesure où vous allez y stocker des informations de santé personnelles. Les utilisateurs recevront également des notifications de mise à jour d'iOS et de watchOS supplémentaires sur l'appareil et celles-ci seront transmises sans fil, encourageant ainsi l'adoption rapide des derniers correctifs de sécurité. Consultez le Guide relatif à la sécurité pour iOS et watchOS, qui décrit les pratiques d'Apple en matière de sécurité et est disponible pour l'ensemble de nos utilisateurs. Pour consulter le guide relatif à la sécurité pour iOS et watchOS, rendez-vous sur la page suivante : <https://support.apple.com/fr-fr/guide/security/welcome/web>

SYMBOLES APPLICABLES À L'ÉQUIPEMENT



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Représentant agréé pour l'Europe



Dispositif médical

099-31002 Révision D, avril 2022
