

# Instructies voor gebruik

# NEDERLANDS (NL)

Cyclus bijhouden

Instructies voor gebruik



Apple Inc.  
One Apple Park Way  
Cupertino, CA 95014

[www.apple.com](http://www.apple.com)



Apple Distribution International  
Hollyhill Industrial Estate,  
Hollyhill, Cork,  
Ireland

Contact: [medicalcompliance@group.apple.com](mailto:medicalcompliance@group.apple.com)



## LANDSPECIFIEKE INFORMATIE VOOR ZWITSERLAND:

### CH-REP:

QUNIQUE GmbH  
Bahnhofweg 17  
5610 Wohlen

Switzerland

---

## BEDOELD GEBRUIK (BINNEN DE EU)

De app Cyclus bijhouden is een volledig op software gebaseerde toepassing waarmee gebruikers hun menstruatie kunnen bijhouden en voorspellingen en informatie daarover kunnen krijgen. Cyclus bijhouden analyseert door de gebruiker ingevoerde gegevens, zoals gewoonlijke cyclusduur, gewoonlijke menstruatieduur, bloedverlies en uitslagen van ovulatietesten, in combinatie met verzamelde gegevens uit HealthKit over de hartslag bij zitten. Gebruikers kunnen ook handmatig de volgende gegevens bijhouden, maar deze gegevens worden niet gebruikt voor het doen van voorspellingen: spotting (tussentijds bloedverlies), symptomen, uitslag van een progesterontest, uitslag van een zwangerschapstest, kwaliteit van cervixslijm, basale lichaamstemperatuur en seksuele activiteit. De gebruikersgegevens kunnen handmatig worden ingevoerd of kunnen worden geïmporteerd uit apps van derden. De weergegeven voorspellingen zijn alleen bedoeld ter informatie.

---

# CONTRA-INDICATIES

Cyclus bijhouden wordt niet aangeraden als anticonceptiemethode en is ook niet bedoeld om ziekten te genezen, te behandelen of te voorkomen.

---

## CYCLUS BIJHOUDEN GEBRUIKEN

### Configuratie

- Ga naar <https://support.apple.com/nl-nl/HT210407> om te zien in welke regio's Cyclus bijhouden beschikbaar is en welke apparaten compatibel zijn.
- Werk je Apple Watch en iPhone bij naar de nieuwste OS-versie.
- Open de Gezondheid-app op je iPhone en tik op de tab 'Gegevens'.
- Navigeer naar 'Cyclus bijhouden'.
- Tik op 'Aan de slag' en volg de instructies op het scherm.
- Je kunt de configuratie op elk moment verlaten door op 'Annuleer' te tikken.
- Zodra de configuratie is voltooid, kun je je cyclus gaan bijhouden.

### Je cyclus bijhouden

- Open de Gezondheid-app op je iPhone en tik op de tab 'Gegevens'.
- Tik op 'Cyclus bijhouden'.
- Veeg naar de juiste datum en tik vervolgens op de ovaal om je menstruatie vast te leggen.
- Om meer informatie toe te voegen, scrol je omlaag en tik je op een categorie. Breng de gewenste wijzigingen aan en tik vervolgens op 'Gereed'. Je kunt onder andere symptomen, spotting en je basale lichaamstemperatuur bijhouden.

Om je cyclus vanaf je Apple Watch bij te houden, open je 'Cyclus bijhouden', veeg je naar de juiste datum en tik je vervolgens op de ovaal om je menstruatie vast te leggen.

### De datum van je volgende en laatste menstruatie controleren

- Open de Gezondheid-app op je iPhone en tik op de tab 'Gegevens'.
- Tik op 'Cyclus bijhouden'.
- Scrol naar 'Voorspellingen' om te zien wanneer je volgende menstruatie waarschijnlijk begint. Als je de geschatte datum niet ziet, tik je op 'Toon alle' naast 'Voorspellingen'.

- Scrol naar 'Overzicht' om de begindatum van je laatste menstruatie en je gewoonlijke cyclusduur te zien.

Om de datums te bekijken op je Apple Watch, open je 'Cyclus bijhouden' en scrol je vervolgens omlaag naar 'Voorspelling van menstruatie' of 'Laatste menstruatie'.

### **Meldingen instellen voor het bijhouden van je menstruatie en vruchtbaarheid**

- Open de Gezondheid-app op je iPhone en tik op de tab 'Gegevens'.
- Tik op 'Cyclus bijhouden'.
- Scrol omlaag en tik op 'Opties'.
- Selecteer 'Voorspelling menstruatie' en 'Menstruatiemelding'. Deze meldingen kunnen je laten weten wanneer je menstruatie bijna begint en kunnen je vragen of je menstruatie is geëindigd.
- Selecteer 'Voorspelling vruchtbaarheid' en 'Vruchtbaarheidsmelding'. Deze meldingen kunnen je laten weten wanneer je vruchtbare periode waarschijnlijk begint of wanneer deze op basis van nieuwe informatie is bijgewerkt.

De voorspellingen worden gedaan zodra je in Cyclus bijhouden minimaal twee menstruaties hebt ingevoerd, en ze worden gebaseerd op de vastgelegde gegevens. Als je een menstruatie eerder dan op het voorspelde moment vastlegt, krijg je voor die cyclus geen melding met een voorspelling van je menstruatie. Meldingen worden weergegeven op je Apple Watch en je iPhone.

### **Cyclus bijhouden van de Apple Watch verwijderen**

Je kunt Cyclus bijhouden rechtstreeks vanaf het beginscherm van je Apple Watch verwijderen:

- Ga op je Apple Watch naar het beginscherm.
  - Als je je in de rasterweergave bevindt, houd je Cyclus bijhouden licht ingedrukt totdat deze begint te bewegen.
  - Tik op de app en tik vervolgens op het symbool 'x'.
  - Als je je in de lijstweergave bevindt, veeg je naar links over Cyclus bijhouden en tik je op het prullenmandsymbool.
  - Tik op 'Verwijder'.
  - Druk op de Digital Crown om te voltooien.
-

## VEILIGHEID EN PRESTATIES

De mogelijkheid van Cyclus bijhouden om de volgende menstruatie en vruchtbare perioden te voorspellen, is getest in een onderzoek met 210 proefpersonen. Het begin van de menstruatie en de vruchtbare perioden worden met behulp van een deep-learningalgoritme voorspeld aan de hand van de hartslag (als er hartslaggegevens beschikbaar zijn). In Cyclus bijhouden wordt in 80% van de tijd het begin van de menstruatie in de weergegeven voorspellingen vermeld. Vanuit de populatie gezien: 83,4% van de voorspelde vruchtbare perioden heeft minimaal één vruchtbare dag (wat wordt gedefinieerd als binnen 5 dagen vóór de ovulatie of op de dag van de ovulatie).

---

## OPLOSSINGEN VOOR PROBLEMEN

Als je problemen ondervindt bij het gebruik van Cyclus bijhouden, raadpleeg je de onderstaande gids.

**Probleem:** De gebruiker krijgt geen voorspellingen voor het begin van de menstruatie.

**Oplossing:** Er moeten minimaal twee menstruaties zijn vastgelegd om het begin van een menstruatie te kunnen voorspellen. Zorg ervoor dat je bij eventuele cyclusfactoren voor zwangerschap een einddatum hebt vastgelegd.

**Probleem:** De gebruiker krijgt geen voorspellingen voor de vruchtbare periode.

**Oplossing:** Er moeten minimaal twee menstruaties zijn vastgelegd om de vruchtbare periode te kunnen voorspellen. Controleer de gebruikersinstellingen. Zorg ervoor dat je bij eventuele cyclusfactoren voor zwangerschap en anticonceptie een einddatum hebt vastgelegd.

---

## WAARSCHUWINGEN

Gebruik Cyclus bijhouden NIET ter bevordering van de bevruchting.

Gebruik de voorspelde vruchtbare periode NIET als een vorm van anticonceptie.

Gebruik gegevens van de apps Gezondheid en Cyclus bijhouden NIET om aandoeningen te diagnosticeren.

Apps van derden die compatibel zijn met de Gezondheid-app, kunnen ook met de app Cyclus bijhouden worden gebruikt.

Bel de hulpdiensten bij een medisch noodgeval.

Het is niet de bedoeling dat de gebruiker de uitvoer van de app interpreteert of klinische maatregelen neemt op basis van de uitvoer zonder een medisch deskundige te raadplegen.

Dit is een kennisgeving aan de gebruiker en/of patiënt dat elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het apparaat heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

**WAARSCHUWING:** Neem contact op met je huisarts wanneer er zich mogelijk wijzigingen voordoen met betrekking tot je gezondheid.

**VEILIGHEID:** Apple raadt je uit het oogpunt van beveiliging aan een toegangscode (pincode), Face ID of Touch ID (vingerafdruk) aan je iPhone toe te voegen en een toegangscode (pincode) aan je Apple Watch. Het is van belang dat je de iPhone beveiligt omdat je hierop persoonlijke gezondheidsinformatie bewaart. Gebruikers ontvangen ook aanvullende meldingen over iOS- en watchOS-updates op het apparaat. De updates worden draadloos aangeleverd, zodat de nieuwste beveiligingsoplossingen snel kunnen worden toegepast. Zie de (Engelstalige) handleiding "Apple Platform Security" voor iOS en watchOS voor meer informatie over de beveiligingsprocedures van Apple. Deze handleiding is beschikbaar voor alle gebruikers. Ga hiervoor naar <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>.

---

## APPARATUURSYMBOLLEN



Fabrikant



Raadpleeg instructies voor gebruik



Europese Geautoriseerde Vertegenwoordiger



Medisch apparaat

---

099-31002 Revisie D, april 2022

---