

Instruksjoner for bruk

NORSK (NO)

Syklus

Instruksjoner for bruk



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Ireland

Kontakt: medicalcompliance@group.apple.com



INFORMASJON SPESIELT RETTET MOT SVEITS:

CH-REP:

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

BRUKSOMRÅDE (EU/EØS)

Syklus er en programvarebasert funksjon som gir brukeren oversikt over menstruasjonshelsen med registrering, tidsanslag og informasjon. Syklus analyserer informasjon fra brukeren, inkludert typisk sykluslengde, typisk menstruasjonslengde, blødning og resultater fra egglosningstester, sammen med samlet puls tatt mens man sitter, fra HealthKit. Brukerne kan også manuelt registrere følgende informasjon, som ikke påvirker tidsanslag: mellomblødninger (blødning uten mens), symptomer, resultater fra progesterontester og graviditetstester, egglosningsslim, basaltemperatur og seksuell aktivitet. Informasjon fra brukerne kan registreres manuelt eller importeres fra apper fra tredjeparter. Tidsanslagene som vises, er kun ment som informasjon.

KONTRAINDIKASJON

Syklus skal ikke brukes som prevensjonsmiddel, og appen kan heller ikke kurere, lindre, behandle eller forebygge sykdom.

BRUKE SYKLUS

Oppsett og innføring

- Se tilgjengelighet og enhetskompatibilitet for Syklus per område på <https://support.apple.com/HT210407>
- Oppdater Apple Watch og iPhone til nyeste operativsystemversjon.
- Åpne Helse-appen på iPhone, og trykk på Naviger-fanen.
- Trykk på «Menstruasjonssyklus».
- Trykk på «Kom i gang», og følg deretter instruksjonene på skjermen.
- Du kan når som helst avbryte innføringen ved å trykke på «Avbryt».
- Når innføringen er fullført, kan du begynne å registrere menstruasjonssyklusen din.

Slik registrerer du menstruasjonssyklusen din

- Åpne Helse-appen på iPhone, og trykk på Naviger-fanen.
- Trykk på Menstruasjonssyklus.
- Sveip til riktig dato, og trykk deretter på ovalen for å loggføre menssen.
- Du kan legge til mer informasjon ved å rulle nedover og trykke på en kategori, gjøre endringer og deretter trykke på Ferdig. Du kan loggføre blant annet symptomer, mellomblødninger og basaltemperatur.

Du registrerer menstruasjonssyklusen med Apple Watch ved å åpne Syklus, sveipe til riktig dato og deretter trykke på ovalen for å loggføre menssen.

Slik sjekker du datoen for neste og forrige mens

- Åpne Helse-appen på iPhone, og trykk på Naviger-fanen.
- Trykk på Menstruasjonssyklus.

- Rull ned til Tidsanslag for å se når det er sannsynlig at neste mens starter. Hvis du ikke ser anslaget, trykker du på Vis alle ved siden av Tidsanslag.
- Bla til Statistikk for å se datoen for forrige mens og gjennomsnittlig sykluslengde.

Du kan sjekke datoene på Apple Watch ved å åpne Syklus og rulle ned til Anslag for menstruasjon eller Forrige menstruasjon.

Slik oppretter du varslinger for registrering av menstruasjon og eggløsning

- Åpne Helse-appen på iPhone, og trykk på Naviger-fanen.
- Trykk på Menstruasjonsyklus.
- Rull ned, og trykk på Valg.
- Velg Anslag for menstruasjon og Menstruasjonsvarslinger. Disse varslingene kan fortelle deg at mensene er like rundt hjørnet, og spørre om mensene er ferdig.
- Velg Anslag for eggløsning og Eggløsningsvarslinger. Disse varslingene kan fortelle deg når den fruktbare perioden din er like rundt hjørnet, eller når den har blitt oppdatert basert på ny informasjon.

Tidsanslagene begynner etter at du har loggført minst to menstruasjoner i Syklus-appen, og baseres på loggførte data. Hvis du loggfører en mens før den anslåtte startdatoen, får du ikke en menstruasjonsvarsling for den syklusen. Varslinger vises på Apple Watch og iPhone.

Slik sletter du Syklus fra Apple Watch

Du kan slette Syklus fra Hjem-skjermen på Apple Watch.

- Gå til Hjem-skjermen på Apple Watch.
 - Hvis du er i rutenettvisningen, trykker du og holder på Syklus-appen til den begynner å skjelve.
 - Trykk på appen og deretter på x-symbolet.
 - Hvis du er i listevisningen, sveiper du mot venstre på Syklus-appen og trykker på papirkurv-symbolet.
 - Trykk på Slett app.
 - Trykk på Digital Crown for å avslutte.
-

SIKKERHET OG YTELSE

Syklus-appens evne til å forutse når neste mens starter og når brukeren er mest fruktbar, ble testet i en studie med 210 deltakere. Den bruker en pulsbasert algoritme (når pulsdata er tilgjengelig) til å gi tidsanslag for når mensen starter og når brukeren er mest fruktbar. Syklus inkluderer start for neste mens i viste tidsanslag 80 prosent av tiden. På befolkningsnivå: 83,4 prosent av de anslåtte fruktbare periodene har minst én fruktbar dag (definert som innen fem dager før eggøsning eller på dagen for eggøsning).

PROBLEMLØSING

Se løsningene nedenfor hvis du har problemer med å bruke Syklus-appen.

Problem: Brukeren får ikke tidsanslag for når mensen starter.

Løsning: Brukeren må registrere minst to menstruasjonssykluser for at funksjonen for registrering av menstruasjonssyklusen skal kunne anslå når neste menstruasjon starter. Eventuelle graviditetssyklusfaktorer må ha en registrert sluttdato.

Problem: Brukeren får ikke tidsanslag for fruktbare perioder.

Løsning: Brukeren må registrere minst to menstruasjonssykluser for at funksjonen for registrering av menstruasjonssyklusen skal kunne anslå neste fruktbare periode. Kontroller brukerinnstillinger. Eventuelle graviditets- eller prevensjonsmiddelsyklusfaktorer må ha en registrert sluttdato.

MERKNADER

Syklus skal IKKE brukes til å tilrettelegge for befruktning.

Anslåtte fruktbare perioder skal IKKE brukes som prevensjonsmiddel.

Data fra Helse og Syklus skal IKKE brukes til å diagnostisere medisinske tilstander.

Tredjepartsapper som har tilgang til Helse-appen, kan også ha tilgang til Syklus.

Ring nødnummeret hvis du tror du trenger øyeblikkelig legehjelp.

Brukeren må ikke utføre kliniske tolkninger eller handlinger basert på resultatene fra appen uten å rådføre med lege.

Dette er en merknad til brukeren og/eller pasienten om at eventuelle alvorlige hendelser som har funnet sted i forbindelse med bruk av enheten, bør rapporteres til produsenten og relevant myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten holder til.

MERK: Du bør kontakte lege dersom helsen din forandrer seg.

SIKKERHET: For å sikre personopplysningene dine anbefaler Apple at du legger til en kode (PIN-kode), Face ID eller Touch ID (fingeravtrykk) på iPhoneen og en kode (PIN-kode) på Apple Watch. Det er viktig å beskytte iPhoneen siden du lagrer personlig informasjon om helsen din der. Brukere vil også motta ytterligere varslinger om iOS- og watchOS-oppdateringer på enheten, og oppdateringene leveres trådløst, noe som oppfordrer til at sikkerhetshull blir lukket raskt. Se sikkerhetsveiledningen for iOS og watchOS, som beskriver Apples sikkerhetspraksis, og som er tilgjengelig for alle brukere. Du finner sikkerhetsveiledning for iOS og watchOS på <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>.

SYMBOLER



Produsent



Les instruksjonene før bruk



Autorisert representant i Europa



Medisinsk enhet

099-31002 Revisjon D, april 2022
