

Інструкції з використання

УКРАЇНСЬКА (UK)

Відстеження циклів

Інструкції з використання



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Ireland

Електронна пошта для зв'язку: medicalcompliance@group.apple.com



СПЕЦІАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ШВЕЙЦАРІЇ:

CH-REP:

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

ПРИЗНАЧЕННЯ (РЕГІОН ЄС)

Програма «Відстеження циклів» — це виключно прикладна програма, призначена для відстеження та прогнозування менструальних циклів, а також інформування користувача про них. Програма «Відстеження циклів» аналізує введені користувачем дані, зокрема відомості про типову тривалість циклу, типову тривалість місячних, менструальний цикл і результати тесту на овуляцію, а також зведені дані про серцевий ритм у положенні «сидячи» з HealthKit. Користувачі також можуть вручну ввести наведену нижче інформацію для довідки, але ці вхідні дані не мають жодного впливу на прогнози: кров'яністі виділення (міжменструальна кровотеча), симптоми, результат тесту на прогестерон, результат тесту на вагітність, якість шийкового слизу, базальна температура тіла та сексуальна активність. Введені користувачем дані можна ввести вручну чи імпортувати зі сторонніх програм. Відображувані тут прогнози призначено виключно для довідкових цілей.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Програма «Відстеження циклів» не призначено для використання як засобу контрацепції, а також для лікування, полегшення симптомів або профілактики будь-якої хвороби.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «ВІДСТЕЖЕННЯ ЦИКЛІВ»

Налаштування й адаптація

- Відомості про доступність у регіонах і підтримку програми «Відстеження циклів» різними пристроями див. на сторінці <https://support.apple.com/uk-ua/HT210407>.
- Оновіть Apple Watch та iPhone до найновіших версій ОС.
- На iPhone відкрийте програму «Здоров'я» та торкніть вкладку «Огляд».
- Перейдіть до «Відстеження циклів».
- Торкніть «Почати» та виконайте інструкції на екрані.
- Ви можете будь-коли перервати процедуру адаптації, торкнувши «Скасувати».
- Після завершення адаптації ви можете розпочати відстеження свого циклу.

Як відстежувати цикл

- На iPhone відкрийте програму «Здоров'я» та торкніть вкладку «Огляд».
- Торкніть «Відстеження циклів».
- Посуньте до правильної дати, а потім торкніть овал, щоб ввести дані про місячні.
- Щоб додати більше інформації, прокрутіть донизу та торкніть категорію, внесіть зміну, а потім торкніть «Готово». Можна відстежувати симптоми, кров'янисті виділення, базальну температуру тіла тощо.

Щоб відстежувати цикл з Apple Watch, відкрийте «Відстеження циклів», посуньте до правильної дати, а потім торкніть овал, щоб ввести дані про місячні.

Як перевірити дату для наступних і останніх місячних

- На iPhone відкрийте програму «Здоров'я» та торкніть вкладку «Огляд».
- Торкніть «Відстеження циклів».
- Прокрутіть до «Прогнози», щоб побачити, коли, ймовірно, розпочнуться наступні місячні. Якщо орієнтовні дані не відображаються, торкніть «Показати всі» біля «Прогнози».

- Прокрутіть до «Підсумок», щоб побачити дату початку останнього менструального циклу та типову тривалість циклу.

Щоб перевірити дати з Apple Watch, відкрийте «Відстеження циклів», а потім прокрутіть до «Прогнози місячних» чи «Останній менструальний цикл».

Як установити сповіщення для відстеження місячних і фертильності

- На iPhone відкрийте програму «Здоров'я» та торкніть вкладку «Огляд».
- Торкніть «Відстеження циклів».
- Прокрутіть униз і торкніть «Опції».
- Виберіть «Прогнози місячних» і «Сповіщення про місячні». Ці сповіщення повідомляють вас, коли приблизно розпочнуться місячні, і запитують, чи місячні завершилися.
- Виберіть «Прогнози фертильності» та «Сповіщення про фертильність». Ці сповіщення повідомляють вас, коли вікно фертильності розпочинається чи оновлюється на основі нової інформації.

Прогнози розпочнуться після введення принаймні даних про два цикли у програмі «Відстеження циклів» та базуватимуться на введених даних. Якщо ввести дані про місячні перед їхнім прогнозованим початком, ви не отримаєте сповіщення про місячні для цього циклу. Сповіщення з'являються на Apple Watch і iPhone.

Як видалити програму «Відстеження циклів» на Apple Watch

«Відстеження циклів» можна вилучити безпосередньо з початкового екрана на Apple Watch:

- На Apple Watch перейдіть на Початковий екран.
 - Якщо використовується подання Сіткою, злегка торкніть і утримуйте «Відстеження циклів», доки іконка не затремтить.
 - Торкніть програму, а потім — «х».
 - Якщо використовується подання Списком, посуньте вліво по програмі «Відстеження циклів» й торкніть іконку Смітника.
 - Торкніть «Видалити».
 - Натисніть коронку Digital Crown, щоб завершити.
-

БЕЗПЕКА Й ЕФЕКТИВНІСТЬ

Здатність програми «Відстеження циклів» прогнозувати початок наступних місячних і вікон фертильності було протестовано в дослідженні з 210 учасниками. Робота програми залежить від серцевого ритму на основі алгоритму глибокого навчання (коли доступні дані про серцевий ритм), щоб надавати прогнози щодо початку місячних і вікон фертильності. Прогнози про початок місячних, отримані від функції «Відстеження циклів», містять дату початку циклу у 80 % випадків. На рівні популяції: 83,4 % прогнозованих вікон фертильності включатимуть принаймні один фертильний день (визначається як день протягом 5 днів перед овуляцією чи в день овуляції).

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Якщо під час користування програмою «Відстеження циклів» у вас виникають труднощі, скористайтеся наведеними нижче порадами для вирішення проблем.

Проблема: користувач не отримує прогнози про початок місячних.

Рішення: для функції відстеження циклів потрібно принаймні два введені набори даних про місячні, щоб надавати достатньо даних для прогнозів початку місячних. Переконайтеся, що у фактори циклу вагітності введено дату завершення.

Проблема: користувач не отримує прогнози щодо вікон фертильності.

Рішення: для функції відстеження циклів потрібно принаймні два введені набори даних про місячні, щоб надавати достатньо даних для прогнозів щодо вікон фертильності. Перевірте параметри користувача. Переконайтеся, що у фактори циклу вагітності чи контрацепції введено дату завершення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ використовуйте програму «Відстеження циклів» для сприяння заплідненню.

НЕ використовуйте прогнозовані вікна фертильності як форму запобігання вагітності.

НЕ використовуйте дані з програм «Здоров'я» та «Відстеження циклів» для діагностики проблем зі здоров'ям.

Сторонні програми, що працюють з програмою «Здоров'я», також можна використовувати з програмою «Відстеження циклів».

Якщо ви вважаєте, що потребуєте невідкладної медичної допомоги, викликайте екстрені служби.

Користувач не повинен намагатися інтерпретувати отримані дані чи вживати на їх основі клінічних заходів без попередньої консультації з кваліфікованим лікарем.

Це сповіщення для користувача та/або пацієнта про те, що про будь-який серйозний інцидент, який стався у зв'язку з пристроєм, слід повідомляти виробнику та компетентному органу держави-члена, у якій перебуває користувач та/або пацієнт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Ви маєте сповістити свого терапевта, якщо помічаєте будь-які зміни у своєму здоров'ї.

БЕЗПЕКА: Apple рекомендує налаштувати код допуску (персональний ідентифікаційний номер, або PIN), Face ID або Touch ID (відбиток пальця) для iPhone і код допуску (персональний ідентифікаційний номер, або PIN) для Apple Watch, щоб забезпечити належний рівень захисту ваших даних. Безпека iPhone є важливою з огляду на те, що ви зберігатимете на ньому свою персональну медичну інформацію. Користувачі також отримуватимуть додаткові сповіщення про оновлення iOS та watchOS на пристрої, а оновлення забезпечуються за допомогою бездротового зв'язку, спонукаючи до швидкого прийняття останніх виправлень безпеки. Див. «Посібник із безпеки iOS та watchOS», у якому описано методи безпеки Apple і який доступний для всіх користувачів. Щоб переглянути «Посібник із безпеки iOS та watchOS», перейдіть за адресою <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>.

СИМВОЛИ МАРКУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ



Виробник



Див. інструкції з використання



Уповноважений представник ЄС



Медичний пристрій

099-31002, версія D, квітень 2022 р.
