

CT 4.X: UPUTE ZA UPORABU
APN: 099-35727-D

ECO: 0045486581

Stranica 1 od 6

Ove upute za uporabu primjenjive su samo u sljedećim regijama: Sjedinjene Američke Države, EU/EGP, Izrael, Moldova, Švicarska, Turska, Ukrajina i Ujedinjena Kraljevina.

Praćenje ciklusa

Upute za uporabu

INDIKACIJE ZA UPORABU/NAMJENA UPORABE (SAD i REGIJE EU-A)

Praćenje ciklusa softverska je aplikacija namijenjena praćenju i prognoziranju menstrualnih ciklusa, uključujući ovulaciju, radi informiranja korisnica o njihovom menstrualnom zdravlju i olakšavanja začeca (ne smije se koristiti kao kontracepcija). Aplikacija Praćenje ciklusa analizira korisničke unose uključujući uobičajeno trajanje ciklusa, uobičajeno trajanje mjesečnice, količinu menstrualnog krvarenja i rezultate testa ovulacije, zajedno s agregiranim informacijama o pulsu tijekom mirovanja i temperaturi zapešća.

KONTRAINDIKACIJE

Praćenje ciklusa nije namijenjeno da se koristi kao kontracepcija.

UPORABA APLIKACIJE PRAĆENJE CIKLUSA

Podešavanje/početak uporabe

- Za dostupnost po regijama i kompatibilnost uređaja za Praćenje ciklusa posjetite <https://support.apple.com/HT210407>
- Ažurirajte uređaje kompatibilne sa satom Apple Watch i sustavom iOS na najnoviji OS.
- Na uređajima kompatibilnima sa sustavom iOS otvorite aplikaciju Zdravlje i dodirnite karticu Pregled.
- Navigirajte do “Praćenje ciklusa”.
- Dodirnite “Početak” i slijedite upute na zaslonu.
- U bilo kojem trenutku možete zatvoriti podešavanje tako da dodirnete “Poništi”.
- Nakon što se podešavanje dovrši, možete početi pratiti svoj ciklus.

Kako pratiti ciklus

- Na uređajima kompatibilnima sa sustavom iOS otvorite aplikaciju Zdravlje i dodirnite karticu Pregled.
- Dodirnite Praćenje ciklusa.
- Povucite na točan datum, zatim dodirnite oval kako biste zabilježili mjesečnicu.
- Za dodavanje više informacija pomaknite se prema dolje i dodirnite kategoriju, unesite promjenu, a zatim dodirnite Gotovo. Možete pratiti simptome, lagano krvarenje, bazalnu temperaturu i ostalo.

Za praćenje ciklusa na Apple Watchu otvorite Praćenje ciklusa, povucite na točan datum, zatim dodirnite oval kako biste zabilježili mjesečnicu.

Provjera datuma sljedeće i posljednje mjesečnice

- Na uređajima kompatibilnima sa sustavom iOS otvorite aplikaciju Zdravlje i dodirnite karticu Pregled.
- Dodirnite Praćenje ciklusa.
- Listajte do Evidencija kako biste vidjeli datum vjerojatnog početka sljedeće mjesečnice. Ako ne vidite procjenu, dodirnite Prikaži sve pored Evidencija.
- Listajte do Sažetka kako biste vidjeli datum početka posljednje mjesečnice i uobičajeno trajanje ciklusa.

Za provjeru datuma na Apple Watchu otvorite Praćenje ciklusa, zatim listajte prema dolje do Prognoziranje mjesečnice ili Posljednja mjesečnica.

Podešavanje obavijesti za praćenje mjesečnice i plodnih dana

- Na uređajima kompatibilnima sa sustavom iOS otvorite aplikaciju Zdravlje i dodirnite karticu Pregled.
- Dodirnite Praćenje ciklusa.
- Listajte prema dolje i dodirnite Opcije.
- Odaberite Prognoziranje mjesečnice i Obavijesti o mjesečnici. Ove obavijesti mogu vas informirati o vjerojatnom početku mjesečnice i pitati vas je li vam mjesečnica završila.
- Odaberite Detekcija devijacije ciklusa. Ove obavijesti mogu vas informirati kad vaša povijest ciklusa pokazuje uzorak koji klinički nije očekivan.

- Odaberite Procjena plodnih dana i Obavijesti o plodnosti. Ove obavijesti mogu vas informirati o vjerojatnom početku plodnih dana ili jesu li prognoze ažurirane na temelju novih informacija te pružiti retrospektivnu procjenu kada ste ovulirali.

Prognoze plodnih dana mogu započeti nakon što unesete najmanje dvije mjesečnice u Praćenje ciklusa i temeljit će se na zabilježenim podacima. Ako zabilježite mjesečnicu prije njenog predviđenog početka, nećete primiti obavijest o nadolazećoj mjesečnici za taj ciklus. Obavijesti se prikazuju na vašim uređajima kompatibilnima sa satom Apple Watch i sustavom iOS.

Brisanje Praćenja ciklusa na Apple Watchu

Praćenje ciklusa možete ukloniti izravno s početnog zaslona Apple Watcha:

- Idite na početni zaslon Apple Watch uređaja.
- Ako ste u prikazu rešetke, lagano dodirnite i zadržite aplikaciju Praćenje ciklusa da počne podrhtavati.
- Dodirnite aplikaciju, zatim dodirnite ikonu “x”.
- Ako ste u prikazu popisa, povucite ulijevo po aplikaciji Praćenje ciklusa i dodirnite ikonu kante za smeće.
- Dodirnite Obriši.
- Pritisnite Digital Crown za dovršetak.

SIGURNOST I PERFORMANSE

Učinkovitost Praćenja ciklusa testirana je statističkom unaprijed određenom analizom za prognoziranje početka nadolazeće mjesečnice (N = 1.238 ciklusa kod 260 korisnica) i procjenjivanje dana ovulacije (N = 934 ciklusa kod 226 korisnica). Rezultati analize pokazuju da Praćenje ciklusa zadovoljava unaprijed određene kliničke krajnje vrijednosti. Prognoze početka mjesečnice unutar su ograničenja granica ekvivalencije od +/- 3 dana od stvarnog početka mjesečnice. Osim toga, prognoze dana ovulacije unutar su ograničenja granica ekvivalencije od +/- 2 dana od dana ovulacije utvrđenog putem referentnog ovulacijskog testa luteinizirajućeg hormona (LH).

U SLUČAJU PROBLEMA

Ako naiđete na poteškoće tijekom uporabe aplikacije Praćenje ciklusa, pokušajte ih ispraviti na niže opisan način. Pristup određenim funkcionalnostima unutar ove aplikacije temeljene su na regionalnoj dostupnosti i kompatibilnosti hardvera.

Problem: Osoba ne prima prognoze početka mjesečnice.

Rješenje: Za značajku praćenja ciklusa potrebno je zabilježiti barem dvije mjesečnice kako bi se pružilo dovoljno podataka za prognoziranje početka mjesečnice. Provjerite je li za čimbenike trudnoće zabilježen datum završetka.

Problem: Osoba ne prima prognoze plodnih dana.

Rješenje: Za značajku praćenja ciklusa potrebno je zabilježiti barem dvije mjesečnice kako bi se pružilo dovoljno podataka za prognoziranje plodnih dana. Pregledajte korisničke postavke. Provjerite je li za čimbenike trudnoće i kontracepcije zabilježen datum završetka.

Problem: Osoba ne prima prognoze datuma ovulacije.

Rješenje: Značajka praćenja ciklusa zahtijeva dovoljnu količinu podataka o temperaturi zapešća tijekom noći s kompatibilnog Apple Watcha za procjenu datuma ovulacije. Podesite Spavanje na satu i nosite Apple Watch svake noći kada spavate kako biste primili procjenu datuma ovulacije nakon što se desi.

MJERE OPREZA

NEMOJTE koristiti prognoze plodnih dana i procjene ovulacije kao oblik kontracepcije.

NEMOJTE koristiti podatke aplikacija Zdravlje i Praćenje ciklusa za dijagnosticiranje bolesti.

Aplikacije drugih proizvođača koje rade s aplikacijom Zdravlje također se mogu koristiti s aplikacijom Praćenje ciklusa.

Ako smatrate da vaše stanje zahtijeva hitnu medicinsku pažnju, nazovite hitnu službu.

NEMOJTE poduzimati kliničke postupke uključujući promjenu lijekova bez konzultiranja s osposobljenim zdravstvenim djelatnikom.

Ovo je obavijest za korisnika i/ili pacijenta da se bilo koja ozbiljna nezgoda do koje je došlo uslijed uporabe uređaja treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice korisnika i/ili pacijenta.

OPREZ: Trebali biste se obratiti svojem liječniku ako iskusite bilo kakve promjene svog zdravstvenog stanja.

SIGURNOST: Apple preporučuje da zbog sigurnosnih razloga podesite šifru (osobni identifikacijski broj [PIN]), Face ID ili Touch ID (otisak prsta) na svom uređaju kompatibilnom sa sustavom iOS te šifru (osobni identifikacijski broj [PIN]) na svom Apple Watchu. Zaštita uređaja kompatibilnog sa sustavom iOS bitna je jer ćete na njega spremati osobne podatke o zdravlju. Korisnici će također primati dodatne obavijesti o ažuriranju iOS i watchOS sustava na uređaju, a ažuriranja će se isporučivati bežično, čime se pospješuje trenutna primjena najnovijih sigurnosnih ispravaka. Pogledajte “Sigurnosne upute za iOS i watchOS” u kojima se opisuju Appleove sigurnosne prakse, a dostupan je svim našim korisnicima. Za Sigurnosne upute za iOS i watchOS posjetite <https://support.apple.com/hr-hr/guide/security/welcome/web>.

SIMBOLI NA OPREMI



Proizvođač



Pogledajte Upute za uporabu



Ovlašteni predstavnik za Europu



Medicinski proizvod

099-35727 Revizija D, srpanj 2023.